



M600250

M600270

M600271



**ARMADIO PER MEDICINALI E STRUMENTI**

Armadio costruito in lamiera d'acciaio verniciata. Porta a cerniera in vetro con serratura. Tre ripiani in acciaio inossidabile, regolabili in altezza.

Dim: 52 x 35 x 138 h cm

**M600250** vetro temperato

**M600250/N** vetro normale, non temperato



**CABINET FOR MEDICINES AND INSTRUMENTS**

Cabinet made of enamelled steel sheet. One hinged glass door with lock and key. Three stainless steel shelves, adjustable in height.

Dim: 52 x 35 x 138 h cm

**M600250** tempered glass door

**M600250/N** normal glass door, not tempered



**ARMOIRE POUR MEDICAMENTS ET INSTRUMENTS**

Armoire construit en tôle d'acier vernie. Une porte à charnière en verre avec serrure. Trois étagères en acier inoxydable, réglables en hauteur.

Dim: 52 x 35 x 138 h cm

**M600250** verre trempé

**M600250/N** verre normal, pas trempé



**ARMARIO PARA MEDICINAS Y INSTRUMENTAL**

Armario construido en chapa de acero esmaltado. Dos puertas de vidrio con cerradura. Tres estanterías de acero inoxidable, regulables en altura.

Dim: 52 x 35 x 138 h cm

**M600250** vidrio templado

**M600250/N** vidrio normal, no templado

**ARMADIO PER MEDICINALI E STRUMENTI**

Armadio costruito in lamiera d'acciaio verniciata. Due porte con serratura. Tre ripiani in acciaio inossidabile, regolabili in altezza.

Dim: 75 x 37 x 164 h cm

**M600270** due porte a cerniera con vetro temperato

**M600270/N** due porte a cerniera con vetro normale, non temperato

**CABINET FOR MEDICINES AND INSTRUMENTS**

Cabinet made of enamelled steel sheet. Two doors with lock and key. Three stainless steel shelves, adjustable in height.

Dim: 75 x 37 x 164 h cm

**M600270** two hinged tempered glass door

**M600270/N** two hinged normal glass door, not tempered

**ARMOIRE POUR MÉDICAMENTS ET INSTRUMENTS**

Armoire construit en tôle d'acier vernie. Deux portes avec serrures. Trois étagères en acier inoxydable, réglables en hauteur.

Dim: 75 x 37 x 164 h cm

**M600270** deux portes à charnière en verre trempé

**M600270/N** deux portes à charnière en verre normal, pas trempé

**ARMARIO PARA MEDICINAS Y INSTRUMENTO**

Estructura en chapa de acero esmaltado. Dos puertas con cerradura. Estantería interior de acero inoxidable.

Dim: 75 x 37 x 164 h cm

**M600270** Dos puertas batientes de vidrio templado

**M600270/N** Dos puertas batientes de vidrio normal, no templado

**ARMADIO PER MEDICINALI E STRUMENTI**

Armadio costruito interamente in lamiera d'acciaio verniciata. Due scomparti sovrapposti. Scomparto superiore con due ante battenti in vetro con serratura e due ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Scomparto inferiore con due porte in lamiera d'acciaio verniciata. Un ripiano interno in lamiera d'acciaio verniciata.

Dim: 75 x 37 x 164 h cm

**M600271** vetro temperato

**M600271/N** vetro normale, non temperato

**CABINET FOR MEDICINES AND INSTRUMENTS**

Cabinet made of enamelled steel sheet. Two overlapped compartments. Upper compartment with two glass doors with lock and two stainless steel shelves adjustable in height. Lower compartment with two doors made of enamelled steel sheet. One enamelled steel sheet shelf.

Dim: 75 x 37 x 164 h cm

**M600271** tempered glass door

**M600271/N** normal glass door, not tempered

**ARMOIRE POUR MÉDICAMENTS ET INSTRUMENTS**

Armoire entièrement construit en tôle d'acier vernie. Deux compartiments superposés. Compartiment supérieur avec deux portes battantes en verre avec serrure et deux étagères en acier inoxydable réglables en hauteur. Compartiment inférieur avec deux portes en tôle d'acier vernie. Une étagère intérieure en tôle d'acier vernie.

Dim: 75 x 37 x 164 h cm

**M600271** verre trempé

**M600271/N** verre normal, pas trempé

**ARMARIO PARA MEDICINAS Y INSTRUMENTO**

Armario totalmente construido en chapa de acero esmaltado. Dos compartimentos superpuestos. Compartimiento superior con dos puertas de vidrio con cerradura y dos estanterías de acero inoxidable regulables en altura. Compartimiento inferior con dos puertas en chapa de acero esmaltado. Una estantería de plato de acero esmaltado.

Dim: 75 x 37 x 164 h cm

**M600271** vidrio templado

**M600271/N** vidrio normal, no templado