



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



M630051/V



**M630051/V
BARELLA ASPORTABILE CON
ALZATESTA E ACCESSORI**

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Schienale regolabile.
Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile, autoestinguente.
Ruote diam. 100 mm., di cui due con freno.
Dimensione materasso: 180 x 60 cm
Ingombro (maniglie di spinta incluse): 200 x 60 x 85 h cm.
Smontata.
Fornita con:
- Asta porta flebo in tubo d'acciaio inox con morsetto e 2 ganci in plastica.
- Vassoio porta coperte in acciaio verniciato epossidico.
- Spondine in acciaio verniciato epossidico.

In opzione - prezzo a richiesta:

Versione con ruote diam. 200 mm., di cui due con freno.
In questo caso l'ingombro è: 200 x 60 x 95 h cm.



**M630051/V
PATIENT TROLLEY
REMOVABLE TOP WITH HEADREST AND ACCESSORIES**

Structure made of epoxy painted steel tube.
Backrest adjustable.
Padding and covering made of washable, self-extinguishing, plastic material.
Castors diam.100 mm., two of which with brake.
Mattress size: 180 x 60 cm
Overall dimensions (pushing handles included): 200 x 60 x 85 h cm.
Disassembled
Supplied with:
- Stainless steel IV pole. Double plastic hook. With clamp.
- Blanket tray made of epoxy painted steel.
- Side rails made of epoxy painted steel.

Optional – price on demand:

Version with castors diam. 200 mm., two of which with brake.
In this case overall dimensions are 200 x 60 x 95 h cm.



**M630051/V
CHARIOT BRANCARD
AMOVIBLE AVEC TETIERE ET ACCESSOIRES**

Structure en tube d'acier verni époxy.
Dossier réglable.
Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable et auto éteignant.
Roues diam.100 mm, dont deux avec frein.
Dimensions du matelas : 180 x 60 cm
Encombement (poignées de poussée incluses) : 200 x 60 x 85 h cm.
Démonté.
Fourni avec:
- Porte sérum en acier inoxydable avec 2 crochets en plastique. Avec étai.
- Plateau porte couvertures en acier verni époxy.
- Barrières de sécurité latérales en acier verni époxy.

En option - prix sur demande:

Version avec roues diam. 200 mm., dont deux équipées de frein.
Dans ce cas l'encombement est: 200 x 60 x 95 h cm.



**M630051/V
CAMILLA EXTRAÍBLE CON
ELEVACIÓN CABEZA Y
ACCESORIOS**

Estructura en tubo de acero pintado epoxi. Respaldo ajustable.
Acolchado y revestimiento de material plástico, lavable y autoextinguible. Ruedas diám.100 mm, de las cuales dos con freno.
Medidas colchon: 180 x 60 cm
Dimensiones totales (incluyendo mangos de empuje): 200 x 60 x 85 h cm.
Desmontada.
Completo de:
- Puerta suero, tubo de acero inoxidable con abrazadera y 2 ganchos de plástico.
- Plano porta-mantas de acero pintado epoxi.
- Bordes de acero pintado epoxi.

Ruedas opcionales – precio a petición:

Versión con ruedas diam. 200 mm., de los cuáles, dos con freno.
En este caso, las dimensiones totales es: 200 x 60 x 95 h cm.



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Classe 1 IM.

Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.