



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**

M620013



M620014



**M620013
BARELLA FISSA CROMATA CON
ALZATESTA**

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Schienale regolabile. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed autoestinguen-
te. Ruote diam. 100 mm., di cui due con
freno.

Dimensione materasso: 180 x 60 cm. In-
gombro (maniglie di spinta incluse): 200 x
60 x 85 h cm. Smontata

**M620014
BARELLA ASPORTABILE
CROMATA CON ALZATESTA**

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Schienale regolabile. Parte superiore asportabile con imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile autoestinguen-
te.

Ruote diam. 100 mm., di cui due con freno. Dimensione materasso: 180 x 60 cm
Ingombro (maniglie di spinta incluse):
200 x 60 x 85 h cm. Smontata

In opzione - prezzo a richiesta:

Versione con ruote diam. 200 mm., di cui due con freno.

In questo caso l'ingombro è:
200 x 60 x 95 h cm.

ACCESSORI (su richiesta)

M600631 Asta porta flebo a 2 ganci in tubo d'acciaio inox con morsetto.

M620053 Supporto bombola ossigeno

M620054 Vassoio porta coperte

M620055 Spondine

Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.



**M620013
PATIENT TROLLEY FIXED TOP
WITH HEADREST**

Made of chrome plated steel tube. Adjustable backrest.

Fixed top upholstered and covered with washable, self-extinguishing plastic material. Castors diam.100 mm., two of which with brake. Mattress size: 180 x 60 cm.

Overall dimensions (pushing handles included): 200 x 60 x 85 h cm. Disassembled

**M620014
PATIENT TROLLEY REMOVABLE
TOP WITH HEADREST**

Made of chrome plated steel tube. Adjustable backrest.

Removable top upholstered and covered with washable, self-extinguishing plastic material. Castors diam.100 mm., two of which with brake. Mattress size: 180 x 60 cm. Overall dimensions (pushing handles included): 200 x 60 x 85 h cm. Disassembled

Optional - price on demand:

Version with castors diam. 200 mm., two of which with brake.

In this case overall dimensions are:
200 x 60 x 95 h cm.

ACCESSORIES (on demand)

M600631 Stainless steel I.V. stand. Double hooks. With clamp.

M620053 Oxygen tank holder

M620054 Blanket tray

M620055 Side rails

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.



**M620013
CHARIOT BRANCARD FIXE
CHROME AVEC TETIERE**

Construit en tube d'acier chromé. Dossier réglable.

Partie supérieure fixe avec rembourrage et couverture en tissu plastifié auto éteignant . Roues diam. 100 mm., dont deux équipées de frein. Dimensions du matelas: 180 x 60 cm

Encombrement (poignées de poussée incluses): 200 x 60 x 85 h cm. Démonté

**M620014
CHARIOT BRANCARD AMOVIBLE
CHROME AVEC TETIERE**

Construit en tube d'acier chromé. Dossier réglable. Partie supérieure amovible avec rembourrage et couverture en tissu plastifié auto éteignant .

Roues diam. 100 mm., dont deux équipées de frein. Dimensions du matelas: 180 x 60 cm

Encombrement (poignées de poussée incluses): 200 x 60 x 85 h cm. Démonté

En option - prix sur demande:

Version avec roues diam. 200 mm., dont deux équipées de frein.

Dans ce cas l'encombrement est:
200 x 60 x 95 h cm.

ACCESSOIRES (sur demande)

M600631 Porte sérum en acier inoxydable à deux crochets. Avec étai.

M620053 Support pour bouteille d'oxygène

M620054 Plateau porte couvertures

M620055 Barrières de sécurité

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.



**M620013
CAMILLA FIJA CROMADA CON ELE-
VACIÓN CABEZA**

Estructura con perfiles de acero cromado. Respaldo ajustable.

Acolchado y revestimiento de material plástico lavable autoextintor. Ruedas diam. 100 mm de los cuáles, dos con freno. Medidas colchon: 180 x 60 cm

Dimensiones totales (incluyendo mangos de empuje): 200 x 60 x 85 h cm. Desmontada

**M620014
CAMILLA EXTRAÍBLE CROMADA
CON ELEVACIÓN CABEZA**

Estructura con perfiles de acero cromado. Respaldo ajustable. Parte superior extraí-
ble con acolchado y revestimiento de material plástico lavable autoextintor. Ruedas diam. 100 mm de los cuáles, dos con freno

Medidas colchon: 180 x 60 cm Dimensiones totales (incluyendo mangos de empuje): 200 x 60 x 85 h cm. Desmontada

Ruedas opcionales - precio a petición:

Version con ruedas diam. 200 mm., de los cuáles, dos con freno.

En este caso, las dimensiones totales es:
200 x 60 x 95 h cm.

ACCESSOIRES (sur demande)

M600631 Porta suero, 2 ganchos estructura tubular de acero inoxidable completo de abrazadera.

M620053 Soporte cilindro de oxígeno

M620054 Plano porta-mantas

M620055 Bordes

Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.