



M620013



**PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD**



ruote diam. 200 mm.  
castors diam. 200 mm.  
roues diam. 200 mm.  
ruedas diam. 200 mm.



M620014



**M620013  
BARELLA FISSA CROMATA CON ALZATESTA**

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Schienale regolabile. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed autoestinguente. Ruote diam. 100 mm., di cui due con freno. Dimensione materasso: 180 x 60 cm. Ingombro (maniglie di spinta incluse): 200 x 60 x 85 h cm. Smontata

**M620014  
BARELLA ASPORTABILE CROMATA CON ALZATESTA**

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Schienale regolabile. Parte superiore asportabile con imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile autoestinguente. Ruote diam. 100 mm., di cui due con freno. Dimensione materasso: 180 x 60 cm. Ingombro (maniglie di spinta incluse): 200 x 60 x 85 h cm. Smontata



**M620013  
PATIENT TROLLEY FIXED TOP WITH HEADREST**

Made of chrome plated steel tube. Adjustable backrest. Fixed top upholstered and covered with washable, self-extinguishing plastic material. Castors diam. 100 mm., two of which with brake. Mattress size: 180 x 60 cm. Overall dimensions (pushing handles included): 200 x 60 x 85 h cm. Disassembled

**M620014  
PATIENT TROLLEY REMOVABLE TOP WITH HEADREST**

Made of chrome plated steel tube. Adjustable backrest. Removable top upholstered and covered with washable, self-extinguishing plastic material. Castors diam. 100 mm., two of which with brake. Mattress size: 180 x 60 cm. Overall dimensions (pushing handles included): 200 x 60 x 85 h cm. Disassembled



**M620013  
CHARIOT BRANCARD FIXE CHROME AVEC TETIERE**

Construit en tube d'acier chromé. Dossier réglable. Partie supérieure fixe avec rembourrage et couverture en tissu plastifié auto éteignant. Roues diam. 100 mm., dont deux équipées de frein. Dimensions du matelas: 180 x 60 cm. Encombrement (poignées de poussée incluses): 200 x 60 x 85 h cm. Démonté

**M620014  
CHARIOT BRANCARD AMOVIBLE CHROME AVEC TETIERE**

Construit en tube d'acier chromé. Dossier réglable. Partie supérieure amovible avec rembourrage et couverture en tissu plastifié auto éteignant. Roues diam. 100 mm., dont deux équipées de frein. Dimensions du matelas: 180 x 60 cm. Encombrement (poignées de poussée incluses): 200 x 60 x 85 h cm. Démonté



**M620013  
CAMILLA FIJA CROMADA CON ELEVACIÓN CABEZA**

Estructura con perfiles de acero cromado. Respaldo ajustable. Acolchado y revestimiento de material plástico lavable autoextintor. Ruedas diam. 100 mm de los cuáles, dos con freno. Medidas colchon: 180 x 60 cm. Dimensiones totales (incluyendo mangos de empuje): 200 x 60 x 85 h cm. Desmontada

**M620014  
CAMILLA EXTRAÍBLE CROMADA CON ELEVACIÓN CABEZA**

Estructura con perfiles de acero cromado. Respaldo ajustable. Parte superior extraíble con acolchado y revestimiento de material plástico lavable autoextintor. Ruedas diam. 100 mm de los cuáles, dos con freno. Medidas colchon: 180 x 60 cm. Dimensiones totales (incluyendo mangos de empuje): 200 x 60 x 85 h cm. Desmontada

**In opzione - prezzo a richiesta:**  
Versione con ruote diam. 200 mm., di cui due con freno.  
In questo caso l'ingombro è:  
200 x 60 x 95 h cm.

**Optional - price on demand:**  
Version with castors diam. 200 mm., two of which with brake.  
In this case overall dimensions are:  
200 x 60 x 95 h cm.

**En option - prix sur demande:**  
Version avec roues diam. 200 mm., dont deux équipées de frein.  
Dans ce cas l'encombrement est:  
200 x 60 x 95 h cm.

**Ruedas opcionales - precio a petición:**  
Versión con ruedas diam. 200 mm., de los cuáles, dos con freno.  
En este caso, las dimensiones totales es:  
200 x 60 x 95 h cm.

**ACCESSORI (su richiesta)**  
M600631 Asta porta flebo a 2 ganci in tubo d'acciaio inox con morsetto.  
M620053 Supporto bombola ossigeno  
M620054 Vassoio porta coperte  
M620055 Spandine  
Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

**ACCESSORIES (on demand)**  
M600631 Stainless steel I.V. stand. Double hooks. With clamp.  
M620053 Oxygen tank holder  
M620054 Blanket tray  
M620055 Side rails  
All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

**ACCESSOIRES (sur demande)**  
M600631 Porte sérum en acier inoxydable à deux crochets. Avec étai.  
M620053 Support pour bouteille d'oxygene  
M620054 Plateau porte couvertures  
M620055 Barrières de sécurité  
Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Classe 1 IM.

**ACCESSOIRES (sur demande)**  
M600631 Porta suero, 2 ganchos estructura tubular de acero inoxidable completo de abrazadera.  
M620053 Soporte cilindro de oxígeno  
M620054 Plano porta-mantas  
M620055 Bordos  
Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.