



M600358TA

M600389P/TA



PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD



LETTINO DA VISITA A 1 SNODO

Struttura in tubo d'acciaio verniciato grigio 25x25 mm.
Schienale regolabile a cremagliera.
Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile, ignifugo.
Piedini in gomma.
Fornito di portarotolo, posizionabile sia nella parte anteriore che nella parte posteriore del lettino.
Smontato.

M600358BL rivestimento colore azzurro
M600358/CV rivestimento colore nero
M600358TA rivestimento colore arancio
M600358TV rivestimento colore verde

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

SGABELLO GIREVOLE

Altezza regolabile. Base in plastica a 5 razze con ruote diam 50 mm. Seduta imbottita diametro 32 cm. Smontato.
M600389P rivestimento colore nero
M600389P/BL rivestimento colore azzurro
M600389P/TA rivestimento colore arancio
M600389P/TV rivestimento colore verde

Per ulteriori varianti colore vedere pagina 86.
Tutti i letti e gli sgabelli con seduta imbottita sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.



EXAMINATION COUCH 2 SECTIONS

Structure made of grey enamelled steel square tube 25x25 mm.
Backrest adjustable by rack.
Padding and covering made of washable, flame retardant, plastic material.
Rubber feet.
Supplied with a paper roll holder, which can be placed either in the front or in the back part of the examination couch. Disassembled.

M600358BL light blue upholstery
M600358/CV black upholstery
M600358TA orange upholstery
M600358TV green upholstery

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

REVOLVING STOOL

Adjustable height. Heavy duty plastic base, five spokes with castors diam 50 mm. Padded seat diam. 32 cm. Disassembled.
M600389P black upholstery
M600389P/BL light blue upholstery
M600389P/TA orange upholstery
M600389P/TV green upholstery

For more color variants – see page 86.
All beds and the stools having padded seat are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.



DIVAN D'EXAMEN 2 SECTIONS

Structure en tube carré d'acier carré verni gris 25x25 mm.
Dossier réglable à crémaillère.
Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable et ignifuge.
Pieds en caoutchouc.
Fourni avec un porte rouleau, qui peut être positionné soit dans la partie antérieure, soit dans la partie postérieure du divan.
Démonté.

M600358BL revêtement couleur bleu ciel
M600358/CV revêtement couleur noir
M600358TA revêtement couleur orange
M600358TV revêtement couleur vert

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

TABOURET TOURNANT

Hauteur réglable. Base en plastique à 5 branches avec roues diam 50 mm. Siège diamètre rembourré diam. 32 cm. Démonté.
M600389P revêtement couleur noir
M600389P/BL revêtement couleur bleu ciel
M600389P/TA revêtement couleur orange
M600389P/TV revêtement couleur vert

Pour plus de variantes de couleur – voir page 86.
Tous les lits et les tabourets ayant le siège rembourré sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.



CAMA DE EXAMEN 2 SECCIONES

Estructura en tubo cuadrado de acero esmaltado gris 25x25 mm.
Respaldo ajustable con cremallera.
Acolchado y cobertura en material plástico lavable y ignifugo.
Pies en goma.
Suministrado con un porta-rollo, que se puede colocar tanto en el frente y la trasera de la cama.
Desmontado.

M600358BL color azul
M600358/CV color negro
M600358TA color naranja
M600358TV color verde

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

TABURETE GIRATORIO

Altura regulable. Base plástica a 5 ramas con ruedas diam 50 mm. Asiento acolchado diam. 32 cm. Desmontado.
M600389P color negro
M600389P/BL color azul
M600389P/TA color naranja
M600389P/TV color verde

Para más variantes color – consulte la página 86.
Toda las camas los taburetes con asiento acolchado son alcochadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.

