



M630054



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



**M630054
LETTINO GINECOLOGICO A 2
SNODI ELETTRICO**

Altezza variabile elettricamente da 59 cm (min) a 98 cm (max).
Apparato elettrico e telecomando a tenuta stagna.
Schienale e parte anteriore regolabili a cremagliera.
Imbottitura e copertura in materiale plastico, lavabile ed ignifugo.
Ingombro materasso: 180 x 60 cm
Montato su 4 ruote gemelle diam.75 mm, di cui 2 frenanti.
Completo di aste reggiscoscia regolabili, reggiscoscia imbottiti, portarotolo e catino in acciaio inox diam. 32 cm.
Attuatore: 24V
Voltaggio: 230V – 50/60Hz



**M630054
ELECTRICAL GYNECOLOGICAL
COUCH – 3 SECTIONS**

Electrically, adjustable height from 59 cm (min) to 98 cm (max).
Electrical system, actuator and remote control are waterproof.
Backrest and anterior part are adjustable by rack.
Padding and coverage made of washable, flame retardant plastic material.
Mattress overall dimensions: 180x60 cm
Mounted on 4 twin castors diam.75 mm, two of which with brake.
Complete with a pair of height-adjustable, padded leg-holders, a paper roll holder and a stainless steel basin diam. 32 cm.
Actuator: 24V
Voltage: 230V – 50/60 Hz



**M630054
DIVAN D'EXAMEN ELETRIQUE
GYNECOLOGIQUE A 3 SECTIONS**

Hauteur réglable électriquement de 59 cm (min) à 98 cm (max).
Le système électrique, l'actuateur et le télécommande sont imperméables.
Dossier et partie antérieure réglables à crémaillère.
Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable et ignifuge.
Encombrement du matelas : 180 x 60 cm
Monté sur 4 roues jumelles diam.75 mm, dont deux avec frein.
Fourni avec un couple de genouillères rembourrés et réglables en hauteur, un porte rouleau et une cuvette en acier inox diam. 32 cm.
Actuateur: 24V
Voltage: 230V – 50/60Hz



**M630054
CAMA GINECOLÓGICA ELEC-
TRICA A 3 SECCIONES**

Altura variable eléctricamente de 59 cm (mín) a 98 cm (máx).
Equipo eléctrico y telecomando completamente estancos.
Respaldo y parte anterior ajustables con cremallera.
Acolchado y cobertura en material plástico lavable y ignifugo.
Medidas externas del colchón: 180 x 60 cm
Montado sobre 4 ruedas gemelas diam.75 mm, de las cuáles dos con freno.
Completo de barras de apoyo musclos ajustables en altura, apoyo muslos acolchados, porta-rollo y cubeta de acero inoxidable diam. 32 cm.
Actuador: 24V
Voltaje: 230V – 50/60 Hz



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo - Clase 1 IM.