



M630053



**PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD**



**M630053  
LETTINO VISITA ELETTRICO**

Altezza variabile elettricamente da 59 cm (min) a 98 cm (max).  
Apparato elettrico e telecomando a tenuta stagna.  
Schienale regolabile a cremagliera (+45° / 0° ).  
Imbottitura e copertura in materiale plastico, lavabile ed ignifugo.  
Ingombro materasso: 177 x 60 cm  
Montato su 4 ruote gemelle diam.75 mm, di cui 2 frenanti.  
Fornito completo di portarotolo.  
Attuatore: 24V  
Voltaggio: 230V – 50/60Hz



**M630053  
ELECTRICAL EXAMINATION  
COUCH**

Electrically, adjustable height from 59 cm (min) to 98 cm (max).  
Electrical system, actuator and remote control are waterproof.  
Backrest position adjustable by rack system ( +45° / 0° ).  
Padding and coverage made of washable, flame retardant plastic material.  
Mattress overall dimensions: 177 x 60 cm  
Mounted on 4 twin castors diam.75 mm, two of which with brake.  
Supplied with paper roll holder.  
Actuator: 24V  
Voltage: 230V – 50/60 Hz



**M630053  
DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE  
À HAUTEUR VARIABLE**

Hauteur réglable électriquement de 59 cm (min) à 98 cm (max).  
Le système électrique, l'actuateur et le télécommande sont imperméables.  
Dossier réglable à crémaillère ( +45° / 0° ).  
Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable et ignifuge.  
Encombrement du matelas : 177 x 60 cm  
Monté sur 4 roues jumelles diam.75 mm, dont deux avec frein.  
Fourni avec porte rouleau.  
Actuateur: 24V  
Voltage: 230V – 50/60Hz



**M630053  
CAMA MÉDICA ELÉCTRICA**

Altura variable eléctricamente de 59 cm (mín) a 98 cm (máx).  
Equipo eléctrico y telecomando completamente estancos.  
Posición regulable del respaldo (+45°/0°).  
Acolchado y cobertura en material plástico lavable y ignifugo.  
Medidas externas del colchón: 177 x 60 cm  
Montado sobre 4 ruedas gemelas diam.75 mm, de las cuáles dos con freno.  
Suministrado con porta-rollo.  
Actuador: 24V  
Voltaje: 230V – 50/60 Hz



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo - Clase 1 IM.