

M620852/M



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



LETTO PARTO CON ACCESSORI
Struttura in tubo quadro d'acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Tre sezioni a controllo indipendente e posizione Trendelenburg.
Imbottitura e copertura in materiale plastico, lavabile ed ignifugo.
Piedini regolabili in gomma.
Fornito con:
- Un set di aste reggi cosce regolabili con cosciali imbottiti.
- Un set di manopole.
- Un catino in acciaio inossidabile diam. 32 cm.
Smontato.

M620852/M
Dim : 180 x 80 x 80 h cm



DELIVERY BED WITH ACCESSORIES
Structure made of epoxy painted square steel tube.
Three sections with independent control and Trendelenburg position.
Padding and covering made of washable, flame retardant, plastic material.
Adjustable rubber feet.
Supplied with:
- One set of adjustable, padded leg holders.
- One set of handgrips.
- One stainless steel bowl diam. 32 cm.
Knock down construction.

M620852/M
Dim : 180 x 80 x 80 h cm



LIT D'ACCOUCHEMENT AVEC ACCESSOIRES
Structure en tube carré d'acier verni epoxy.
Trois sections avec réglage indépendante et position Trendelenburg.
Rembourrage et couverture en matériel plastique, lavable et ignifuge.
Pieds réglables en caoutchouc.
Fourni avec:
- Une couple de genouillères rembourrées et réglables.
- Un jeu de poignées de maintien.
- Une cuvette en acier inoxydable diam.32 cm.
Demonté.

M620852/M
Dim : 180 x 80 x 80 h cm



CAMILLA PARA PARTO CON ACCESORIOS
Estructura en tubo cuadrado de acero pintado epoxy.
Tres secciones de control independientes y posición Trendelenburg.
Acolchado y revestimiento de material plástico, lavable y autoextintor.
Pies regulables en goma.
Completo de:
- Un juego de barras de apoyo muslos regulables y apoya muslos.
- Un juego de empuñaduras.
- Una cubeta de acero inoxidable diam. 32 cm.
Desmontado.

M620852/M
Dim : 180 x 80 x 80 h cm



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo - Clase 1 IM.