



PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD



M620000



#### LETTO PARTO

Struttura in tubo d'acciaio verniciato. Diviso in due sezioni: una parte fissa ed una parte mobile con ruote diam. 100 mm di cui due frenanti. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile autoestinguente. Completo di aste reggi cosce e catino in acciaio inox diam.32 cm. Smontato.

#### M620000

Dimensioni sezione fissa :  
135 x 92 x 86 h cm  
Dimensioni sezione mobile:  
68 x 92 x 86 h cm



#### DELIVERY BED

Frame made of enamelled steel tube. Two sections: one fixed and one movable with diam. 100 mm castors two of which with brake. Padding and coverage made of washable plastic self-extinguishing material. Complete with leg-holders and stainless steel bowl diam.32 cm. Knock down.

#### M620000

Dimensions fixed section :  
135 x 92 x 86 h cm  
Dimensions mobile section:  
68 x 92 x 86 h cm



#### LIT D'ACCOUCHEMENT

Structure en tube d'acier verni. Divisé en deux sections : une partie fixe et une partie mobile avec roues diam.100 mm –deux équipées de frein. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable auto éteignant . Complété avec un couple de genouillères et une cuvette en acier inox diam. 32 cm. Démonté.

#### M620000

Dimensions section fixe :  
135 x 92 x 86 h cm  
Dimensions section mobile:  
68 x 92 x 86 h cm



#### CAMA PARTO

Estructura tubular de acero esmaltado. Dividido en dos secciones: una fija y una móvil con ruedas diam.100 mm. – dos con freno. Acolchado y cobertura en material plástico lavable y ignífugo. Completo de gotieras y cubeta de acero inoxidable diam. 32 cm. Desmontado.

#### M620000

Medidas seccion fija :  
135 x 92 x 86 h cm  
Medidas seccion móvil:  
68 x 92 x 86 h cm



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

Toda las camas son alcochadas y forradas con material ignífugo - Clase 1 IM.