



M620851



**PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD**



### LETTO PARTO

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Tre sezioni a controllo indipendente e posizione Trendelenburg. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile autoestinguente. Completo di aste reggi cosce, reggi cosce imbottiti e catino in acciaio inox diam.32 cm. Smontato.

**M620851** dim. 181 x 60 x 82 h cm



### DELIVERY BED

Frame made of chrome plated square steel tube. Three sections with independent control and Trendelenburg position. Top is upholstered with washable, self-extinguishing plastic material. Complete with padded leg-holders and stainless steel bowl diam.32 cm. Knock down.

**M620851** dim. 181 x 60 x 82 h cm



### LIT D'ACCOUCHEMENT

Structure en tube carré d'acier chromé. Trois sections avec réglage indépendant et position Trendelenburg. Matelas recouvert en tissu plastifié lavable et auto éteignant. Complété avec un couple de genouillères rembourrées et une cuvette en acier inox diam. 32 cm. Démonté.

**M620851** dim. 181 x 60 x 82 h cm



### CAMILLA PARA PARTO

Estructura con perfiles rectangulares de acero cromado. Tres secciones de control independientes y posición Trendelenburg. Acolchado y revestimiento de material plástico lavable autoextintor. Incluye barras de apoyo muslos regulables, apoyo muslos acolchados y bacinilla de acero inox diam. 32 cm. Desmontado.

**M620851** dim. 181 x 60 x 82 h cm



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

Toda las camas son alcochadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.