



NEGATIVOSCOPIO DA PARETE

Costruito in lamiera d'acciaio verniciata. Corpo diviso in sezioni utilizzabili anche separatamente. Diffusore monocromatico bianco. Illuminazione omogenea a luce fredda fluorescente. Dispositivo reggi pellicole in acciaio inox. 230V – 50/60 Hz

- M604043** dim. 400 x 430 mm. una sezione
- M608043** dim. 800 x 430 mm. due sezioni
- M612043** dim. 1200 x 430 mm. tre sezioni
- M616043** dim. 1600 x 430 mm. quattro sezioni
- M604043/M** dim. 400 x 430 mm. una sezione con variatore
- M608043/GM** dim. 800 x 430 mm. due sezioni con variatore
- M612043/GM** dim. 1200 x 430 mm. tre sezioni con variatore



X-RAY FILM VIEWER

Wall model. Made of enamelled sheet steel. Body divided into panels usable also separately. White monochromatic diffuser. Homogeneous, fluorescent cold light. Film supporting device made of stainless steel. 230V – 50/60 Hz.

- M604043** dim. 400 x 430 mm. one panel
- M608043** dim. 800 x 430 mm. two panels
- M612043** dim. 1200 x 430 mm. three panels
- M616043** dim. 1600 x 430 mm. four panels
- M604043/M** dim. 400 x 430 mm. one panel with light regulator
- M608043/GM** dim. 800 x 430 mm. two panels with light regulator
- M612043/GM** dim. 1200 x 430 mm. three panels with light regulator



NEGATOSCOPE MURALE

Construit en tôle d'acier vernie. Corps divisé en plages utilisables aussi séparément. Diffuseur monochrome blanc. Illumination homogène à lumière fluorescente. Dispositif de soutien pellicule en acier inox. 230V – 50/60 Hz

- M604043** dim. 400 x 430 mm. une plage
- M608043** dim. 800 x 430 mm. deux plages
- M612043** dim. 1200 x 430 mm. trois plages
- M616043** dim. 1600 x 430 mm. quatre plages
- M604043/M** dim. 400 x 430 mm. une plage avec variateur
- M608043/GM** dim. 800 x 430 mm. deux plages avec variateur
- M612043/GM** dim. 1200 x 430 mm. trois plages avec variateur



NEGATOSCOPIO DE PARED

Estructura de chapa de acero esmaltado. Cuerpo dividido en paneles utilizables también por separado. Difusor monocromo blanco. Iluminación homogénea de luz fría fluorescente.

Dispositivo de soporte película hecha de acero inoxidable. 230V – 50/60 Hz.

- M604043** dim. 400 x 430 mm. una sección
- M608043** dim. 800 x 430 mm. dos secciones
- M612043** dim. 1200 x 430 mm. tres secciones
- M616043** dim. 1600 x 430 mm. cuatro secciones
- M604043/M** dim. 400 x 430 mm. una sección con variador de luz
- M608043/GM** dim. 800 x 430 mm. dos secciones con variador de luz
- M612043/GM** dim. 1200 x 430 mm. tres secciones con variador de luz