



**T0825V  
PARAVENTO 3 SEZIONI**

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polveri epossidiche.  
Colore grigio.  
Tendine in plastica lavabile autoestinguente. Colore bianco.  
Larghezza di ogni pannello 50 cm.  
Montata su ruote diam. 50 mm.  
Dim: 144 x 170 h cm approx (completamente aperto).



**T0825V  
WARD SCREEN 3 SECTIONS**

Structure made of epoxy painted steel tube.  
Grey color.  
Washable, self-extinguishing, plastic curtains. White color.  
Width of each section: 50 cm.  
Mounted on castors diam.50 mm.  
Dim: 144 x 170 h cm approx. (when completely opened).



**T0825V  
PARAVENT 3 SECTIONS**

Structure en tube d'acier verni époxy.  
Couleur grise  
Rideaux en plastique lavable, auto-éteignant. Couleur blanche.  
Largeur de chaque section 50 cm.  
Monté sur roulettes diam. 50mm.  
Dim: 144 x 170 h cm approx. (complètement ouvert).



**T0825V  
BIOMBO 3 SECCIONES**

Estructura en tubo de acero pintado epoxi.  
Color gris.  
Cortinas plásticas lavables y autoextinguible. Color blanco.  
Anchura de cada seccion 50 cm.  
Montado sobre ruedas diam. 50 mm.  
Dim: 144 x 170 h cm aprox (abierto).