



**PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD**



**T1000**  
**LETTINO DA VISITA A 1 SNODO**  
Dim. 192x60x78h cm

Struttura in tubo ovale d'acciaio verniciato con polvere epossidica. Schienale regolabile. Imbottitura in schiuma poliuretana ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Piedini regolabili in gomma. Fornito di portarotolo situato nella parte posteriore del lettino. Smontato.



**T1000**  
**EXAMINATION COUCH 2 SECTIONS**  
Dim. 192x60x78h cm

Structure made of epoxy painted steel oval tube. Backrest adjustable. Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM. Adjustable rubber feet. Supplied with a paper roll holder placed in the back part of the examination couch. Disassembled.



**T1000**  
**DIVAN D'EXAMEN 2 SECTIONS**  
Dim. 192x60x78h cm

Structure en tube ovale d'acier verni époxy. Dossier réglable. Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skaï) - ignifuge classe 1 IM. Pieds réglables en caoutchouc. Fourni avec un porte rouleau placé dans la partie postérieure du divan. Démonté.



**T1000**  
**CAMA DE EXAMEN 2 SECCIONES**  
Dim. 192x60x78h cm

Estructura en tubo oval de acero pintado epoxi. Respaldo ajustable. Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM. Pies ajustables en goma. Suministrado con un porta-rollo a la trasera de la cama. Desmontado.