



**PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD**



**T1000  
LETTINO DA VISITA A 1 SNODO**  
Dim. 192x60x78h cm

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica.  
Schienale regolabile.  
Imbottitura in schiuma poliuretanicca ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.  
Piedini regolabili in gomma.  
Fornito di portarotolo situato nella parte posteriore del lettino.  
Smontato.



**T1000  
EXAMINATION COUCH 2  
SECTIONS**  
Dim. 192x60x78h cm

Structure made of epoxy painted steel tube.  
Backrest adjustable.  
Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.  
Adjustable rubber feet.  
Supplied with a paper roll holder placed in the back part of the examination couch.  
Disassembled.



**T1000  
DIVAN D'EXAMEN 2 SECTIONS**  
Dim. 192x60x78h cm

Structure en tube d'acier verni époxy.  
Dossier réglable.  
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skaï) - ignifuge classe 1 IM.  
Pieds réglables en caoutchouc.  
Fourni avec un porte rouleau placé dans la partie postérieure du divan.  
Démonté.



**T1000  
CAMA DE EXAMEN 2 SECCIONES**  
Dim. 192x60x78h cm

Estructura en tubo de acero pintado epoxi.  
Respaldo ajustable.  
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM.  
Pies ajustables en goma.  
Suministrado con un porta-rollo a la trasera de la cama.  
Desmontado.