



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



**T1070
LETTINO DA VISITA A 2 SNODI**

Struttura in tubo ovale d'acciaio verniciato. Schienale e parte anteriore regolabili.
Imbottitura in schiuma poliuretana ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.
Piedini regolabili in gomma.
Completo di portarotolo.
Smontato
Dim. 181 x 60 x 78 h cm



**T1070
EXAMINATION COUCH
- 3 SECTIONS.**

Structure made of epoxy painted oval steel tube. Adjustable backrest and anterior part.
Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM,
covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.
Adjustable rubber feet.
Complete with a paper roll holder.
Disassembled.
Dim. 181 x 60 x 78 h cm



**T1070
DIVAN D'EXAMEN
3 SECTIONS**

Structure en tube ovale d'acier verni epoxy. Dossier et partie antérieure réglables.
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM,
couverture en matériel plastique lavable (Skaï) - ignifuge classe 1 IM.
Pieds réglables en caoutchouc.
Fourni avec un porte rouleau.
Démonté.
Dim. 181 x 60 x 78 h cm



**T1070
CAMA DE EXAMEN
3 SECCIONES.**

Estructura hecha de tubo oval de acero esmaltado. Respaldo y parte anterior ajustables.
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM,
cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM.
Pies ajustables en goma.
Completo de un porta-rollo.
Desmontado.
Dim. 181 x 60 x 78 h cm