



**PORTATA**  
**CARRYING CAPACITY**  
**PORTEE'**  
**CAPACIDAD**



**T3000**  
**LETTO PARTO**  
Dim. 181x60x80h cm

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica.  
Tre sezioni a controllo indipendente e posizione Trendelenburg.  
Imbottitura in schiuma poliuretana ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.  
Piedini regolabili in gomma.  
Completo di aste reggicoscia in acciaio zincato, reggicoscia imbottiti anatomici, reggispalle, manopole, portarotolo e catino in acciaio inox diam. 32 cm.  
Smontato.



**T3000**  
**DELIVERY BED**  
Dim. 181x60x80h cm

Structure made of epoxy painted steel tube.  
Three sections with independent control and Trendelenburg position.  
Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.  
Adjustable rubber feet.  
Complete with a pair of height-adjustable, padded, anatomic leg-holders, a couple of shoulder rests, handgrips, a paper roll holder and a stainless steel basin diam. 32 cm.  
Disassembled.



**T3000**  
**LIT D'ACCOUCHEMENT**  
Dim. 181x60x80h cm

Structure en tube d'acier verni époxy.  
Trois sections indépendantes et position Trendelenburg.  
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skai) - ignifuge classe 1 IM.  
Pieds réglables en caoutchouc.  
Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés et réglables, un pair d'épaulières rembourrées, poignées de maintien, un porte rouleau et une cuvette en acier inox diam. 32 cm.  
Démonté.



**T3000**  
**CAMA PARTO**  
Dim. 181x60x80h cm

Estructura hecha de tubo de acero pintado epoxi.  
Tres secciones de control independientes y posición Trendelenburg.  
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM.  
Pies ajustables en goma.  
Incluye barras de apoyo muslos regulables, apoya muslos y apoya hombros acolchados, empuñaduras, un porta-rollo y cubeta de acero inoxidable diam. 32 cm.  
Desmontado.