



**PORTATA**  
**CARRYING CAPACITY**  
**PORTEE'**  
**CAPACIDAD**



**T4000**  
**POLTRONA RELAX**  
Dim. 170x55x52,5 h cm

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica.  
Schienale e poggiatesta con movimento sincronizzato regolabile tramite pompa a gas.  
Braccioli con snodi, regolabili manualmente in altezza.  
Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.  
Copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.  
Piedini regolabili.

**Attenzione:**

Per quantità minima di **10 pezzi**, possiamo fornire **versione speciale** come segue:  
"Schienale regolabile tramite pompa a gas e poggiatesta regolabile tramite cremagliera".



**T4000**  
**RELAXING ARMCHAIR**  
Dim. 170x55x52,5 h cm

Structure made of epoxy painted steel tube.  
Backrest and leg rest with synchronized movement adjustable by gas pump.  
Armrests with articulations, manually adjustable in height.  
Padding made of high-density polyurethane foam, fireproof class 1 IM.  
Covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.  
Adjustable feet.

**Attention:**

For a minimum quantity of **10 pieces**, we can supply a **special version**, as follows:  
"Backrest adjustable by gas pump and leg rest adjustable by rack system".



**T4000**  
**FAUTEIL RELAX**  
Dim. 170x55x52,5 h cm

Structure en tube d'acier verni époxy.  
Dossier et repose jambes avec le mouvement synchronisé réglable par pompe à gaz.  
Repose bras avec articulations, réglables manuellement en hauteur.  
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM.  
Couverture en matériel plastique lavable (Skaï) - ignifuge classe 1 IM.  
Pieds réglables.

**Attention:**

Pour une quantité minimum de **10 pièces**, nous pouvons fournir une **version spéciale** comme suit :  
"Dossier réglable par pompe à gaz et repose jambes réglable à crémaillère".



**T4000**  
**SILLON RELAX**  
Dim. 170x55x52,5 h cm

Estructura hecha de tubo de acero pintado epoxi.  
Respaldo y reposapiernas con movimiento sincronizado regulable mediante bomba de gas.  
Apoyabrazos con las articulaciones, ajustable manualmente en altura.  
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM.  
Cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM.  
Pies regulables.

**Atención:**

Para una cantidad mínima de **10 piezas**, podemos suministrar **versión especial** de la siguiente manera:  
"Respaldo regulable mediante bomba de gas y reposapiernas regulable manualmente, a cremallera".

