



M630033



M630032



**M630033**  
**TAVOLO PRANZO E LEGGIO**  
 Struttura in tubo d'acciaio cromato.  
 Vassoio in plastica stampata  
 – colore bianco.  
 Dimensioni del piano: 58x39x5h cm  
 circa.  
 Altezza regolabile da 75 a 114 cm.  
 Montato su 4 ruote diam. 50 mm.

**M630032**  
**VASSOIO SERVIPRANZO**



**M630033**  
**OVERBED TABLE AND LECTERN**  
 Frame made of chrome plated steel tube.  
 Plastic moulded tray – white colour.  
 Tray dimensions: 58x39x5h cm approx.  
 Adjustable height from 75 to 114 cm.  
 Mounted on 4 castors diam. 50 mm.

**M630032**  
**TRAY FOR BED**



**M630033**  
**TABLE DE LIT ET LUTRIN**  
 Structure en tube d'acier chromé.  
 Plateau en plastique moulée  
 – couleur blanche.  
 Dimensions du plateau : 58x39x5h cm  
 environ.  
 Hauteur réglable de 75 à 114 cm.  
 Monté sur 4 roulettes diam. 50 mm.

**M630032**  
**PLATEAU DE LIT**



**M630033**  
**MESA PARA CAMA Y ATRIL**  
 Estructura en tubo de acero cromado.  
 Bandeja de plástico moldeado  
 – color blanco.  
 Dimensiones de la bandeja: 58x39x5h  
 cm aprox.  
 Altura regulable de 75 a 114 cm.  
 Montado sobre 4 ruedas diam. 50 mm.

**M630032**  
**BANDEJA PARA CAMA**