



Sigillo di sicurezza.
safety seal.
scellé de sécurité.
precinto de seguridad.



Tavola massaggio cardiaco.
Cardiac massage table.
Table massage cardiaque.
Mesa masajé cardíaco.



**TIT.4000-E
CARRELLO EMERGENZA
56x64x104h cm**

Struttura, frontali e base inferiore in nobilitato melaminico sp.20 mm a bassa emissione di formaldeide classe E1.

Piano di lavoro in polistirolo antiurto, lavabile.

Cassetti in plastica su cuscinetti silenziosi e con sistema autororientante:

- N° 3 cassetti h 14,5 cm
- N° 1 cassetto h 31,5 cm

Fornito con:

- Piano di scrittura estraibile.
- Vano laterale con 2 ripiani fissi in plexiglass.
- Vano laterale porta bombola con cinghie di fissaggio.
- Tavola massaggio cardiaco in legno.
- Supporto portadefibrillatore.
- Piantana con morsetto
- 1 set di separatori in ogni cassetto h 14,5 cm.

Serratura a blocco simultaneo con chiave pieghevole e predisposizione per sigillo di sicurezza.

Maniglione di spinta in tondino di alluminio diam.20mm con supporti in poliammide nero.

Basamento inferiore completo di paracolpo incorporato con profilo antiurto colore rosso.

Montato su 4 ruote diam.125 mm, di cui 2 con freno.



**TIT.4000-E
EMERGENCY TROLLEY
56x64x104h cm**

Structure, drawer faces and supporting base made of melamine-laminated panel - thickness 20 mm, low formaldehyde emission CLASS E1.

Working surface made of washable, shockproof polystyrene.

Drawers made of plastic on silent bearings with auto retractable system:

- N° 3 drawers h 14,5 cm
- N° 1 drawer h 31,5 cm

Supplied with:

- Extractible writing table.
- Side compartment with 2 fixed shelves made of Plexiglas.
- Side compartment oxygen bottle holder with 2 fixing belts.
- Wooden CPR board.
- Defibrillator holder support
- IV pole with clamp.
- 1 kit of separators inside each drawer having height 14,5 cm.

Lock having simultaneous block with folding key and predisposed for safety seal.

Push handle made of aluminum rod diam. 20 mm and black polyamide supports.

Lower base with integrated bumper having a red shock-resistant profile.

Mounted on 4 castors diam.125 mm, 2 of which with brake.



**TIT.4000-E
CHARIOT D'URGENCE
56x64x104h cm**

Structure, parties frontales et base inférieure en panneau de particules surfacé mélaminé ép.20 mm à basse émission de formaldéhyde classe E1

Plan de travail en polystyrène antichoc, lavable.

Tiroirs en plastique sur roulements silencieux et avec système auto rétractable:

- N° 3 tiroirs h 14,5 cm
- N° 1 tiroir h 31,5 cm

Forni avec:

- Table d'écriture extractible.
- Ouverture latérale avec 2 plateaux fixes en plexiglass.
- Ouverture latérale porte-bouteille oxygène avec 2 courroies de fixation.
- Table massage cardiaque en bois.
- Support porte défibrillateur.
- Porte sérum avec étai.
- 1 jeu de séparateurs dans chaque tiroir ayant hauteur 14,5 cm.

Serrure à blocage simultané ayant clé pliable et prédisposition pour scellé de sécurité.

Main courante en aluminium rond diam.20 mm avec supports en polyamide noir.

Base inférieure complète de pare-chocs incorporé avec profil antichoc couleur rouge.

Monté sur 4 roues diam.125 mm, dont 2 avec frein.



**TIT.4000-E
CARRO DE EMERGENCIA
56x64x104h cm**

Estructura portante, frontales y base portante en melamínico ennoblecido de 20 mm de grosor de baja emisión de formaldehído clase E1.

Plan de trabajo de poliestireno a prueba de golpes, lavable.

Cajones en plástico sobre rodamientos silenciosos y sistema autororientante:

- N° 3 cajones h 14,5 cm
- N° 1 cajón h 31,5 cm

Dotado de:

- Plano para escritura extraíble.
- Compartimiento lateral con 2 estantes fijos en plexiglas.
- Compartimiento lateral porta-bombona con 2 correas de fijación.
- Mesa masajé cardíaco de madera.
- Soporte para porta-desfibrilador.
- Portasuero completo de abrazadera.
- 1 set separadores esta incluido en cada cajón h 14,5 cm.

Cerradura con bloqueo simultáneo con llave plegable y provisión para precinto de seguridad.

Barra de agarre en varilla de aluminio diam.20 mm con apoyos en poliamida negro.

Base con paracolpes incorporado y perfil anti-shock rojo.

Montado sobre 4 ruedas diam.125 mm, dos de ellas con freno.