



Sigillo di sicurezza.
safety seal.
scellé de sécurité.
precinto de seguridad.



**TIT.4002-M
CARRELLO MEDICAZIONE
70x64x104h cm (3+1 CASSETTI)**

Struttura, frontali e base inferiore in nobilitato melaminico sp.20 mm a bassa emissione di formaldeide classe E1.

Piano di lavoro in polistirolo antiurto, lavabile.

Cassetti in plastica su cuscinetti silenzianti e con sistema autorientante:

- N° 3 cassetti h 14,5 cm
- N° 1 cassetto h 31,5 cm

Fornito con:

- piano di scrittura estraibile.
- 1 set di separatori in ogni cassetto h 14,5 cm.

Serratura a blocco simultaneo con chiave pieghevole e predisposizione per sigillo di sicurezza.

Maniglione di spinta in tondino di alluminio diam.20mm con supporti in poliammide nero.

Basamento inferiore completo di paracolpo incorporato con profilo antiurto colore blu.

Montato su 4 ruote diam.125 mm, di cui 2 con freno.



**TIT.4002-M
DRESSING TROLLEY
70x64x104h cm (3+1 DRAWERS)**

Structure, drawer faces and supporting base made of melamine-laminated panel - thickness 20 mm, low formaldehyde emission CLASS E1.

Working surface made of washable, shockproof polystyrene.

Drawers made of plastic on silent bearings with auto retractable system:

- N° 3 drawers h 14,5 cm
- N° 1 drawer h 31,5 cm

Supplied with:

- extractible writing table.
- 1 kit of separators inside each drawer having height 14,5 cm.

Lock having simultaneous block with folding key and predisposed for safety seal.

Push handle made of aluminum rod diam. 20 mm and black polyamide supports.

Lower base with integrated bumper having a blue shock-resistant profile. Mounted on 4 castors diam.125 mm, 2 of which with brake.



**TIT.4002-M
CHARIOT À SOIN
70x64x104h cm (3+1 TIROIRS)**

Structure, parties frontales et base inférieure en panneau de particules surfacé mélaminé ép.20 mm à basse émission de formaldéhyde classe E1

Plan de travail en polystyrène antichoc, lavable.

Tiroirs en plastique sur roulements silencieux et avec système auto rétractable:

- N° 3 tiroirs h 14,5 cm
- N° 1 tiroir h 31,5 cm

Fourni avec:

- table d'écriture extractible.
- 1 jeu de séparateurs dans chaque tiroir ayant hauteur 14,5 cm.

Serrure à blocage simultané ayant clé pliable et prédisposition pour scellé de sécurité.

Main courante en aluminium rond diam.20 mm avec supports en polyamide noir.

Base inférieure complète de pare-chocs incorporé avec profil antichoc couleur bleu.

Monté sur 4 roues diam.125 mm, dont 2 avec frein.



**TIT.4002-M
CARRO MEDICACIÓN
70x64x104h cm (3+1 CAJONES)**

Estructura portante, frontales y base portante en melamínico ennoblecido de 20 mm de grosor de baja emisión di formaldehído clase E1.

Plan de trabajo de poliestireno a prueba de golpes, lavable.

Cajones en plástico sobre rodamientos silenciosos y sistema autorientante:

- N° 3 cajones h 14,5 cm
- N° 1 cajón h 31,5 cm

Dotado de:

- plano para escritura extraíble.
- 1 set separadores esta incluido en cada cajón h 14,5 cm.

Cerradura con bloqueo simultáneo con llave plegable y provisión para precinto de seguridad.

Barra de agarre en varilla de aluminio diam.20 mm con apoyos en poliamida negro.

Base con paragolpes incorporado y perfil anti-shock azul.

Montado sobre 4 ruedas diam.125 mm, dos de ellas con freno.