



A1-110-255



A2-127-21C



A2-135-210

**SCATOLA PER LA STERILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE**

Completamente costruita in alluminio anodizzato.

Mod.	Dim. Esterne
A1-110-255	250x100x50 h mm.
A1-111-257	250x100x70 h mm.
A1-112-256	250x150x60 h mm.
A1-113-307	300x150x70 h mm.
A1-114-348	340x200x80 h mm.
A1-115-357	350x150x70 h mm.
A1-116-409	400x200x90 h mm.
A1-117-410	400x300x100 h mm.
A1-118-428	420x200x80 h mm.
A1-119-618	610x180x80 h mm.

BACINELLA PORTAFERRI C/ COPERCHIO

Costruito interamente in acciaio inox. Completamente stampato senza saldature.

Mod.	Dim. Esterne
A2-127-21C	210x110x50 h mm. completo
A2-127-21S	210x110x50 h mm. senza bacinella interna
A2-128-24C	240x160x50 h mm. completo
A2-128-24S	240x160x50 h mm. senza bacinella interna
A2-129-30C	300x180x65 h mm. completo
A2-129-30S	300x180x65 h mm. senza bacinella interna
A2-130-36C	360x210x70 h mm. completo
A2-130-36S	360x210x70 h mm. senza bacinella interna
A2-131-40C	400x230x80 h mm. completo
A2-131-40S	400x230x80 h mm. senza bacinella interna

BACINELLA PORTA FERRI per sterilizzare. Costruita interamente in acciaio inox. Stampata senza saldature.

Mod.	Dim. Esterne
A2-135-210	210x110x50 h mm.
A2-136-240	240x160x50 h mm.
A2-137-300	300x180x65 h mm.
A2-138-360	360x210x70 h mm.
A2-139-400	400x230x80 h mm.

**BOX FOR STERILIZATION AND PRESERVATION**

Completely made of anodized aluminium.

Mod.	Overall Dim.
A1-110-255	250x100x50 h mm.
A1-111-257	250x100x70 h mm.
A1-112-256	250x150x60 h mm.
A1-113-307	300x150x70 h mm.
A1-114-348	340x200x80 h mm.
A1-115-357	350x150x70 h mm.
A1-116-409	400x200x90 h mm.
A1-117-410	400x300x100 h mm.
A1-118-428	420x200x80 h mm.
A1-119-618	610x180x80 h mm.

INSTRUMENT TRAY WITH LID

Entirely made of stainless steel. Completely pressed without welding.

Mod.	Overall Dim.
A2-127-21C	210x110x50 h mm. complete
A2-127-21S	210x110x50 h mm. w/o internal tray
A2-128-24C	240x160x50 h mm. complete
A2-128-24S	240x160x50 h mm. w/o internal tray
A2-129-30C	300x180x65 h mm. complete
A2-129-30S	300x180x65 h mm. w/o internal tray
A2-130-36C	360x210x70 h mm. complete
A2-130-36S	360x210x70 h mm. w/o internal tray
A2-131-40C	400x230x80 h mm. complete
A2-131-40S	400x230x80 h mm. w/o internal tray

INSTRUMENT TRAY for sterilization. Completely made of stainless steel. Pressed without welding

Mod.	Overall Dim.
A2-135-210	210x110x50 h mm.
A2-136-240	240x160x50 h mm.
A2-137-300	300x180x65 h mm.
A2-138-360	360x210x70 h mm.
A2-139-400	400x230x80 h mm.

**BOÎTE POUR LA STÉRILISATION ET LA CONSERVATION**

Complètement construite en aluminium anodisé.

Mod.	Dim. Extérieures
A1-110-255	250x100x50 h mm.
A1-111-257	250x100x70 h mm.
A1-112-256	250x150x60 h mm.
A1-113-307	300x150x70 h mm.
A1-114-348	340x200x80 h mm.
A1-115-357	350x150x70 h mm.
A1-116-409	400x200x90 h mm.
A1-117-410	400x300x100 h mm.
A1-118-428	420x200x80 h mm.
A1-119-618	610x180x80 h mm.

PLATEAU POUR INSTRUMENT AVEC COUVERCLE

Totalement construit en acier inoxydable. Complètement matricé sans soudures.

Mod.	Dim. Extérieures
A2-127-21C	210x110x50 h mm. complet
A2-127-21S	210x110x50 h mm. sans plateau intérieur
A2-128-24C	240x160x50 h mm. complet
A2-128-24S	240x160x50 h mm. sans plateau intérieur
A2-129-30C	300x180x65 h mm. complet
A2-129-30S	300x180x65 h mm. sans plateau intérieur
A2-130-36C	360x210x70 h mm. complet
A2-130-36S	360x210x70 h mm. sans plateau intérieur
A2-131-40C	400x230x80 h mm. complet
A2-131-40S	400x230x80 h mm. sans plateau intérieur

PLATEAU POUR INSTRUMENT pour stérilisation. Complètement construit en acier inoxydable. Matricé sans soudures.

Mod.	Dim. Extérieures
A2-135-210	210x110x50 h mm.
A2-136-240	240x160x50 h mm.
A2-137-300	300x180x65 h mm.
A2-138-360	360x210x70 h mm.
A2-139-400	400x230x80 h mm.

**CAJA PARA ESTERILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN**

Totalmente construida de aluminio anodizado.

Mod.	Medidas Externas
A1-110-255	250x100x50 h mm.
A1-111-257	250x100x70 h mm.
A1-112-256	250x150x60 h mm.
A1-113-307	300x150x70 h mm.
A1-114-348	340x200x80 h mm.
A1-115-357	350x150x70 h mm.
A1-116-409	400x200x90 h mm.
A1-117-410	400x300x100 h mm.
A1-118-428	420x200x80 h mm.
A1-119-618	610x180x80 h mm.

BANDESA DE INSTRUMENTAL CON TAPA

Totalmente construida de acero inoxidable. Totalmente estampada sin soldaduras.

Mod.	Medidas Externas
A2-127-21C	210x110x50 h mm. completo
A2-127-21S	210x110x50 h mm. sin bandeja interior
A2-128-24C	240x160x50 h mm. completo
A2-128-24S	240x160x50 h mm. sin bandeja interior
A2-129-30C	300x180x65 h mm. completo
A2-129-30S	300x180x65 h mm. sin bandeja interior
A2-130-36C	360x210x70 h mm. completo
A2-130-36S	360x210x70 h mm. sin bandeja interior
A2-131-40C	400x230x80 h mm. completo
A2-131-40S	400x230x80 h mm. sin bandeja interior

BANDEJA DE INSTRUMENTAL para esterilización. Completamente hecho de acero inoxidable. Embutido sin soldaduras.

Mod.	Medidas Externas
A2-135-210	210x110x50 h mm.
A2-136-240	240x160x50 h mm.
A2-137-300	300x180x65 h mm.
A2-138-360	360x210x70 h mm.
A2-139-400	400x230x80 h mm.