



**M600485
TAVOLO DI MAYO OLEODINAMICO**

Per sala operatoria. Base in acciaio inossidabile a 5 razze con ruote diametro 50 mm. Telaio e vassoio asportabile in acciaio inossidabile. Altezza regolabile da 90 a 115 cm con pompa oleodinamica azionata a pedale.

Dimensioni vassoio: 70 x 45 x 1,7 h cm

**M600480
TAVOLO DI MAYO**

Per sala operatoria. Base in acciaio inossidabile a 5 razze con ruote diametro 50 mm. Telaio e vassoio asportabile in acciaio inossidabile. Altezza regolabile da 90 a 115 cm.

Dimensioni vassoio: 70 x 45 x 1,7 h cm



**M600485
HYDRAULIC MAYO TABLE**

For operating theatre. Stainless steel base, 5 spokes with castors diam. 50 mm. Frame and removable tray made of stainless steel. Adjustable height from 90 to 115 cm by means of an hydraulic foot pump.

Tray Dimensions: 70 x 45 x 1,7 h cm

**M600480
MAYO TABLE**

For operating theatre. Stainless steel base, 5 spokes with castors diam. 50 mm. Frame and removable tray made of stainless steel. Adjustable height from 90 to 115 cm.

Tray dimensions: 70 x 45 x 1,7 h cm



**M600485
TABLE DE MAYO OLEODYNAMIQUE**

Pour salle opératoire. Base en acier inoxydable 5 branches avec roulettes diam. 50 mm. Structure et plateau amovible en acier inoxydable. Hauteur réglable de 90 à 115 cm avec pompe oléodynamique actionnée par une pédale.

Dimensions du plateau : 70 x 45 x 1,7 h cm

**M600480
TABLE DE MAYO**

Pour salle opératoire. Base en acier inoxydable à 5 branches avec roulettes diam. 50 mm. Structure et plateau amovible en acier inoxydable. Hauteur réglable de 90 à 115 cm.

Dimensions du plateau: 70 x 45 x 1,7 h cm



**M600485
MESA DE MAYO**

Para sala operatoria. Base de acero inoxidable 5 ramas con ruedas diam. 50 mm. Estructura y bandeja desprendible de acero inoxidable. Altura regulable de 90 a 115 cm con bomba a pedal.

Medidas de la bandeja: 70 x 45 x 1,7 h cm

**M600480
MESA DE MAYO**

Para sala operatoria. Base de acero inoxidable 5 ramas con ruedas diam. 50 mm. Estructura y bandeja desprendible de acero inoxidable. Altura regulable de 90 a 115 cm.

Medidas de la bandeja. : 70 x 45 x 1,7 h cm