



M600733/P

M600737/AP



LAMPADA AMBULATORIALE

Con tubo flessibile. Riflettore in lega d'alluminio orientabile in ogni direzione. Base a cinque razze. Altezza regolabile da 100 a 150 cm. (Lampadina non inclusa).

Quantità minima da ordinare 2 pezzi (e successivi multipli di 2).

M600733

Base in acciaio inossidabile con ruote.

M600733/P

Base plastica con ruote.

LAMPADA DA VISTA ALOGENA

Indicata per ambulatori medici e sala visite. Braccio flessibile orientabile in ogni direzione. Trasformatore elettronico incorporato. Lampadina alogena dicroica da 12V 35W. Intensità luminosa pari a 8000 Lux alla distanza di 1 metro e 30000 Lux alla distanza di 50 cm. Caratteristiche elettriche: 230V- 50/60 Hz. Struttura di supporto in tubo d'acciaio inossidabile. Altezza regolabile da 100 a 150 cm. Base a cinque razze. In conformità con la Direttiva 2006/95/EC e le seguenti norme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-4 e IEC 60598-2-25.

M600737/A

Base in acciaio inossidabile con ruote.

M600737/AP

Base plastica con ruote.



EXAMINATION LAMP

With flexible arm. Reflector made of aluminium alloy, adjustable in every direction. Five spoke base. Adjustable height from 100 to 150 cm. (Bulb not included).

Minimum quantity to be ordered 2 pieces (and multiple of 2).

M600733

Stainless steel base with castors.

M600733/P

Plastic base with castors.

HALOGEN EXAMINATION LAMP

Suitable for doctor's office and examination room. Flexible arm which can be angled towards any direction. Electronic transformer built-in. Dichroic, halogen bulb 12V 35W. Bright intensity equal to 8000 Lux at the distance of 1 meter and equal to 30000 Lux at the distance of 50 cm. Electrical feeding: 230V - 50/60Hz. Stand made of stainless steel tube. Adjustable height from 100 to 150 cm. Five spokes base. In conformity with the following safety rules : Directive 2006/95/EC – Rules: IEC 60598-1, IEC 60598-2-4 and IEC 60598-2-25.

M600737/A

Stainless steel base on castors.

M600737/AP

Plastic base with castors.



LAMPE D'EXAMEN

Avec bras flexible. Réflecteur en alliage d'aluminium orientable en toutes directions. Base aux cinq branches. Hauteur réglable de 100 à 150 cm. (Ampoule pas incluse).

Quantité minimum à commander 2 pièces (et multiples de 2).

M600733

Base en acier inoxydable avec roulettes.

M600733/P

Base en plastique avec roulettes.

LAMPE D'EXAMEN HALOGENE

Appropriée pour les cabinets de médecins et les salles d'examen. Bras flexible orientable dans toutes les directions. Transformateur électronique incorporé. Ampoule dichroïque, halogène 12V- 35 W. Intensité lumineuse 8000 Lux à la distance de 1 mètre et 30000 Lux à la distance de 50 cm. Puissance: 230V- 50/60Hz. Support en tube d'acier inoxydable. Hauteur réglable de 100 à 150 cm. Base à cinq branches. Conforme aux normes suivantes: Directive 2006/95/EC – Normes: IEC 60598-1, IEC 60598-2-4 et IEC60598-2-25.

M600737/A

Base en acier inoxydable avec roues.

M600737/AP

Base en plastique avec roulettes.



LUX PARA RECONOCIMIENTO

Con brazo flexible. Reflector en liga de aluminio orientable en todas direcciones. Base a cinco ramas. Altura regulable de 100 a 150 cm. (Bombilla no incluida).

Cantidad mínima para ordenar 2 piezas (y multiples de 2).

M600733

Base de acero inoxidable con ruedas.

M600733/P

Base plástica con ruedas

LUZ DE RECONOCIMIENTO HALOGENA

Adecuada para consultorios médicos y sala de examen. Brazo flexible en cualquier dirección. Transformador electrónico incorporado. Bombilla dicroica, halogena 12V - 35W. Intensidad brillante igual a 8000 Lux a la distancia de 1 metro y a 30000 lux a una distancia de 50 cm. Características eléctricas: 230V- 50/60Hz. Soporte hecho de tubo de acero inoxidable. Altura regulable de 100 a 150 cm. Base a cinco ramas. Según las normas: Directiva 2006/95/EC – Normas: IEC 60598-1, IEC 60598-2-4 y IEC60598-2-2.

M600737/A

Base de acero inoxidable con ruedas.

M600737/AP

Base plástica con ruedas.