



M600825/V



M600825/V

**PARAVENTO 3 SEZIONI**

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polveri epossidiche.

Tendine in plastica lavabile autoestinguente. Colore bianco.

Larghezza di ogni pannello 50 cm.

Montata su ruote diam. 50 mm.

Dim: 144 x 170 h cm approx (completamente aperto).



M600825/V

**WARD SCREEN 3 SECTIONS**

Structure made of epoxy painted steel tube.

Washable, self-extinguishing, plastic curtains. White color.

Width of each section: 50 cm.

Mounted on castors diam.50 mm.

Dim: 144 x 170 h cm approx. (when completely opened).



M600825/V

**PARAVENT 3 SECTIONS**

Structure en tube d'acier verni époxy. Rideaux en plastique lavable, auto-éteignant. Couleur blanche.

Largueur de chaque section 50 cm.

Monté sur roulettes diam. 50mm.

Dim: 144 x 170 h cm approx. (complètement ouvert).



M600825/V

**BIOMBO 3 SECCIONES**

Estructura en tubo de acero pintado epoxi.

Cortinas plásticas lavables y autoextinguible. Color blanco.

Anchura de cada seccion 50 cm.

Montado sobre ruedas diam. 50 mm.

Dim: 144 x 170 h cm aprox (abierto).