




M600699



M600696/V



M600696/P



M600696/P4



PIANTANA PER IPODERMOCLISI

Struttura in tubo d'alluminio anodizzato. Base in plastica a cinque razze con ruote. Altezza regolabile da 160 a 220 cm.

M600696/P Due ganci in plastica.

M600696/P4 Quattro ganci in plastica

PIANTANE = QUANTITA' MINIMA DA ORDINARE: 10 PEZZI (e multipli di 10)

PIANTANA VERNICIATA PER IPODERMOCLISI

Costruita in tubo d'acciaio verniciato con polveri epossidiche - colore grigio argento.

Altezza regolabile da 160 a 220 cm.

Due ganci in plastica.

M600696/V Base a 5 razze in acciaio verniciato con polveri epossidiche - colore nero - su ruote. (confezione singola)

M600696/VP Base a 5 razze in plastica - colore nero - su ruote. (confezione da 10 pezzi).

M600699

PORTAFLACONE PER FLEBO

In alluminio.

PORTAFLACONE = QUANTITA' MINIMA DA ORDINARE: 10 PEZZI (e multipli di 10)



I.V. STAND

Made of anodized aluminium tube. Five spoke plastic base with castors. Adjustable height from 160 to 220 cm.

M600696/P Two plastic hooks.

M600696/P4 Four plastic hooks.

I.V. STANDS = MINIMUM QUANTITY TO BE ORDERED : 10 PIECES (and multiple of 10)

EPOXY PAINTED I.V. STAND

Made of epoxy painted steel tube - silver grey color. Adjustable height from 160 to 220 cm.

Two plastic hooks.

M600696/V Five spoke, epoxy painted steel base on castors - black color. (single pack)

M600696/VP Five spoke, plastic base on castors - black color. (minimum order quantity: 10 units and multiple of 10).

M600699

BOTTLE-HOLDER FOR PHLEBOCLYSIS Made of aluminium.

BOTTLE HOLDER = MINIMUM QUANTITY TO BE ORDERED : 10 PIECES (and multiple of 10)



PIED A SERUM

Construit en tube d'aluminium anodisé. Base en plastique à cinq branches avec roulettes. Hauteur réglable de 160 à 220 cm.

M600696/P Deux crochets en plastique.

M600696/P4 Quatre crochets en plastique. (quantité minimum à commander: 10 pièces et multiples de 10).

PIEDS A SERUM = QUANTITE' MINIMUM A COMMANDER: 10 PIECES (et multiples de 10)

PIED A SERUM EN ACIER VERNI EPOXY

Construit en tube d'acier verni époxy - couleur grise argent.

Hauteur réglable de 160 à 220 cm.

Deux crochets en plastique.

M600696/V Base à cinq branches en acier verni époxy - couleur noire - sur roulettes. (emballage individuel)

M600696/VP Base à cinq branches en plastique - couleur noire - sur roulettes. (quantité minimum à commander: 10 pièces et multiples de 10).

M600699

PORTE FLACON POUR PIED A SERUM Construit en aluminium.

PORTE FLACON = QUANTITE' MINIMUM À COMMANDER: 10 PIÈCES (et multiples de 10)



PORTA SUERO

Construido en tubo de aluminio anodizado. Base plástica a cinco ramas con ruedas. Altura regulable de 160 a 220 cm.

M600696/P Dos ganchos plásticos.

M600696/P4 Cuatro ganchos plásticos. (cantidad mínima a ordenar: 10 piezas y multiples de 10).

PORTA SUERO = CANTIDAD MINIMA A ORDENAR: 10 PIEZAS (y multiples de 10)

PORTA SUERO DE ACERO PINTADO EPOXI

Construido de tubo de acero pintado epoxi - color gris plata.

Altura regulable de 160 a 220 cm.

Dos ganchos plásticos.

M600696/V Base de acero pintado epoxi con ruedas - color negro. (paquete solo)

M600696/VP Base plástica con ruedas - color negro. (cantidad mínima a ordenar: 10 piezas y multiples de 10).

M600699

PORTA BOTELLA PARA SUERO Estructura de aluminio.

PORTA BOTELLA = CANTIDAD MINIMA À ORDENAR: 10 PIEZAS (y multiples de 10)