



PORTA SACCO

Telaio in tubo d'acciaio cromato. Montato su ruote diam. 80 mm. Diametro del supporto: 46 cm. Altezza 95 cm.

M600840

Un sacco removibile.

M600841

Due sacchi removibili.

SCALETTA

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Piedini in gomma.

M600850

Altezza 24 cm. Un gradino in truciolare ricoperto da materiale plastico antiscivolo. Colore nero.

M600851

Altezza 42 cm. Due gradini in truciolare ricoperti da materiale plastico antiscivolo. Colore nero

M600850P

Altezza 24 cm. Un gradino in materiale plastico antiscivolo. Colore nero.

M600851P

Altezza 42 cm. Due gradini in materiale plastico antiscivolo. Colore nero.

M600851PV

SCALETTA A DUE GRADINI

Altezza 42 cm. Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polveri epossidiche. Due gradini in materiale plastico antiscivolo. Colore nero. Piedini in gomma.



SOILED LINEN TROLLEY

Chrome plated steel tubular frame. Mounted on castors diam. 80 mm. Diameter of the support: 46 cm. Height 95 cm.

M600840

One removable canvas bag

M600841

Two removable canvas bags.

MOUNTING STEP

Structure made of chrome plated steel tube. Rubber feet.

M600850

Height 24 cm. One hard-board step covered with antislip plastic material. Black colour.

M600851

Height 42 cm. Two hard-board steps covered with antislip, plastic material. Black colour.

M600850P

Height 24 cm. One antislip, plastic step. Black colour.

M600851P

Height 42 cm. Two antislip, plastic steps. Black colour.

M600851PV

MOUNTING STEP - 2 STEPS

Height 42 cm. Structure made of epoxy painted steel tube. Two antislip, plastic steps. Black color. Rubber feet.



PORTE-SAC

Structure en acier chromé. Monté sur roues diam. 80 mm. Diamètre du support: 46 cm.

Hauteur 95 cm.

M600840

Un sac amovible

M600841

Deux sacs amovibles.

MARCHE-PIED

Structure en tube d'acier chromé. Pieds en caoutchouc

M600850

Hauteur 24 cm. Une marche en panneau de coupeaux de bois recouverte de matériel plastique antidérapant. Couleur noire.

M600851

Hauteur 42 cm. Deux marches en panneau de coupeaux de bois recouverte de matériel plastique antidérapant. Couleur noire.

M600850P

Hauteur 24 cm. Une marche en plastique antidérapante. Couleur noire.

M600851P

Hauteur 42 cm. Deux marches en plastique antidérapante. Couleur noire.

M600851PV

MARCHE-PIED, 2 MARCHES

Hauteur 42 cm. Structure en tube d'acier verni époxy. Deux marches en plastique antidérapante. Couleur noire. Pieds en caoutchouc.



CARRO PARA ROPA SUCIA

Estructura de acero cromado. Monta-do sobre ruedas diam. 80 mm. Diámetro del soporte: 46 cm. Altura 95 cm.

M600840

Un saco extraíble

M600841

Dos sacos extraíbles.

ESCABEL

Estructura en tubo de acero cromado. Pies en goma.

M600850

Altura 24 cm. Un escalón en aglomerado de madera recubierto en material plástico antideslizante. Color negro.

M600851

Altura 42 cm. Dos escalones en aglomerado de madera recubiertos en material plástico antideslizante. Color negro.

M600850P

Altura 24 cm. Un escalón en material plástico antideslizante. Color negro..

M600851P

Altura 42 cm. Dos escalones en material plástico antideslizante. Color negro.

M600851PV

ESCABEL, DOS ESCALONES

Altura 42 cm. Estructura en tubo de acero pintado epoxi. Dos escalones en material plástico antideslizante. Color negro. Pies en goma.