



PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD



**T4100
POLTRONA PRELIEVI
SMONTABILE**

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica.

Due sezioni a controllo indipendente e posizione Trendelenburg.

Schienale e poggia gambe regolabili manualmente.

Braccioni con snodi, regolabili manualmente in altezza.

Imbottitura in schiuma poliuretana ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.

Copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifuga classe 1 IM.

Piedini regolabili.

Dim. 171x55x53 h cm



**T4100
DEMOUNTABLE BLOOD
DONOR CHAIR**

Structure made of epoxy painted steel tube.

Two sections with independent control and Trendelenburg position.

Backrest and leg rest are manually adjustable.

Armrests with articulations, manually adjustable in height.

Padding made of high-density polyurethane foam, fireproof class 1 IM.

Covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette)

- fireproof class 1 IM.

Adjustable feet.

Dim. 171x55x53 h cm



**T4100
FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT
DÉMONTABLE**

Structure en tube d'acier verni époxy. Deux sections indépendantes et position Trendelenburg.

Dossier et repose jambes réglables manuellement.

Repose bras avec articulations, réglables manuellement en hauteur.

Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM.

Couverture en matériel plastique lavable (Skai) - ignifuge classe 1 IM.

Pieds réglables.

Dim. 171x55x53 h cm



**T4100
SILLON PARA DONACION DE
SANGRE DESMONTABLE**

Estructura hecha de tubo de acero pintado epoxi.

Dos secciones de control independientes y posición Trendelenburg.

Respaldo y reposapiernas ajustable manualmente.

Apoyabrazos con las articulaciones, ajustable manualmente en altura.

Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo clase 1 IM.

Cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo clase 1 IM.

Pies regulables.

Dim. 171x55x53 h cm

