



PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD



**T4200
POLTRONA PRELIEVI
SMONTABILE**

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica.

Due sezioni a controllo indipendente e posizione Trendelenburg.

Schienale e poggia gambe regolabili manualmente.

Braccioli con snodi, regolabili manualmente in altezza.

Imbottitura in schiuma poliuretana ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.

Copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifuga classe 1 IM.

Fornito con 4 ruote diam.75 mm con freno.

Dim. 171x55x59 h cm



**T4200
DEMOUNTABLE BLOOD
DONOR CHAIR**

Structure made of epoxy painted steel tube.

Two sections with independent control and Trendelenburg position.

Backrest and leg rest are manually adjustable.

Armrests with articulations, manually adjustable in height.

Padding made of high-density polyurethane foam, fireproof class 1 IM.

Covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.

Supplied with 4 castors diam. 75 mm with brake.

Dim. 171x55x59 h cm



**T4200
FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT
DÉMONTABLE**

Structure en tube d'acier verni époxy. Deux sections indépendantes et position Trendelenburg.

Dossier et repose jambes réglables manuellement.

Repose bras avec articulations, réglables manuellement en hauteur.

Rembouillage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM.

Couverture en matériel plastique lavable (Skai) - ignifuge class 1 IM.

Fourni avec roues diam. 75 mm avec frein.

Dim. 171x55x59 h cm



**T4200
SILLON PARA DONACION DE
SANGRE DESMONTABLE**

Estructura hecha de tubo de acero pintado epoxy.

Dos secciones de control independientes y posición Trendelenburg.

Respaldo y reposapiernas ajustable manualmente.

Apoyabrazos con las articulaciones, ajustable manualmente en altura.

Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM.

Cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM.

Con 4 ruedas de 75 mm de diámetro con freno.

Dim. 171x55x59 h cm

