



TIT.5006-M
CARRELLO DISTRIBUZIONE
FARMACI
 dim. 70x64x104h cm

Struttura portante realizzata in nobilitato melaminico sp. 20 mm a bassa emissione di formaldeide CLASSE E1.

Base portante realizzata in MDF sp. 25 mm rivestita in ABS sp. 3 mm dotata nella parte inferiore di n. 16 bussole filettate 6ma per il fissaggio di n. 4 ruote diam. 125 mm anti traccia montate con cuscinetti, portata ruota Kg 100.

Serrandina di chiusura realizzata in ABS finitura alluminio, scorrevole mediante canali inseriti tramite fresata sui fianchi.

N°5 Ripiani estraibili su guide, dotati di n. 5 cassettini trasparenti cadauno divisibili al loro interno in 7 spazi con separatore (separatori non inclusi - prezzo a richiesta).
 misura cassetto: 90x400x80 h mm

Fornito con piano di scrittura estraibile



TIT.5006-M
TROLLEY FOR DRUGS DISTRIBUTION
 Dim. 70x64x104h cm

Supporting structure in melamine-laminated panel thickness 20 mm, low formaldehyde emission CLASS E1.

Supporting base made of MDF thickness 25 mm covered with ABS thickness 3 mm. In the lower part there are no. 16 threaded bushes 6ma for fixing n°4 non-marking wheels diam.125 mm, fitted with bearings, wheels capacity Kg 100.

Rolling shutter in ABS with aluminium finish, sliding through channels milled inserted on the sides.

N°5 Extractible shelves on guides, equipped with n. 5 transparent small drawers. Each drawer can be internally divided in 7 spaces through separators (separators are not included - price on demand).
 small drawer size: 90x400x80 h mm

Supplied with extractible writing table



TIT.5006-M
CHARIOT DISTRIBUTION MEDICAMENTS
 dim. 70x64x104h cm

Structure portante, en panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 20 mm à basse émission de formaldéhyde Classe E1.

Base portante réalisée en MDF épaisseur 25 mm. Revêtement en ABS 3 mm. La partie inférieure est dotée de 16 douilles filettées 6ma pour le fixage de n°4 roues diam.125 mm anti-trace, montées avec roulements, portée de la roue 100 Kg.

Rideau de serrage en ABS, finition en aluminium, coulissant par l'intermédiaire de canaux insérés par fraisage sur les côtés.

N°5 plateaux extractibles sur guides, dotés de n°5 tiroirs transparents, chacun divisible en 7 espaces par des séparateurs. (Séparateurs pas inclus - prix sur demande)
 dimensions du tiroir: 90x400x80 h mm

Fourni avec table d'écriture extractible



TIT.5006-M
CARRO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
 dim. 70x64x104h cm

Estructura portante, de melaminico ennoblecido de 20 mm de grosor de baja emisión de formaldehído CLASE E1.

Base portante realizada en MDF de 25 mm de grosor recubierta en ABS de 3 mm. de grosor dotada en la parte inferior de 16 casquillos roscados 6mo para la fijación de 4 ruedas de 125 mm de diametro antihuellas montadas con cojinetes, capacidad de la rueda, 100 Kg.

Cierre metálico realizado en ABS acabado aluminio, deslizable mediante canales insertados mediante fresado en sus laterales.

5 Estantes extraíbles sobre guías, dotados de 5 cajones transparentes divisibles cada uno en su interior en 7 espacios con separador (separadores no incluidos - precios bajo pedido).
 medidas del cajon: 90x400x80 h mm

Dotado de plano para escritura extraíble