



A1-001-125



**CESTELLO ROTONDO** con fasce scorrevoli per la sterilizzazione in autoclave ed in stufa a secco. Costruito interamente in acciaio inox. Coperchio e fondo stampati.  
Quantità minima da ordinare: 10 pezzi (per misura).



**ROUND STERILIZING DRUM** with sliding bands for sterilization in autoclave and dry heat unit. Completely made of stainless steel. Pressed lid and bottom.  
Minimum quantity to be ordered: 10 pieces (each size).



**TAMBOUR ROND** avec bandes coulissantes pour la stérilisation en autoclave et stérilisation à air sec. Entièrement fabriqué en acier inox. Couvercle et fond pressés.  
Quantité minimum à commander: 10 pièces (chaque mesure).



**TAMBOR REDONDO** con desliz de cintas para esterilización en autoclave y unidad de calor seca. Completamente hecho de acero inoxidable. Cubierta y tapa embutidas.  
Cantidad mínima a ordenar: 10 piezas (cada talla).

**Dimensioni esterne**

A1-001-125 mm. Ø 125x 80 h.  
A1-002-125 mm. Ø 125x100 h.  
A1-003-125 mm. Ø 125x125 h.  
A1-004-150 mm. Ø 150x 80 h.  
A1-005-150 mm. Ø 150x100 h.  
A1-006-150 mm. Ø 150x130 h.  
A1-007-150 mm. Ø 150x150 h.  
A1-008-150 mm. Ø 150x190 h.  
A1-009-190 mm. Ø 190x125 h.  
A1-010-190 mm. Ø 190x145 h.  
A1-011-190 mm. Ø 190x165 h

**Overall dimensions**

A1-012-190 mm. Ø 190x190 h.  
A1-013-190 mm. Ø 190x240 h.  
A1-014-190 mm. Ø 190x290 h.  
A1-015-240 mm. Ø 240x120 h.  
A1-016-240 mm. Ø 240x145 h.  
A1-017-240 mm. Ø 240x165 h.  
A1-018-240 mm. Ø 240x190 h.  
A1-019-240 mm. Ø 240x240 h.  
A1-020-240 mm. Ø 240x290 h.  
A1-021-240 mm. Ø 240x340 h.  
A1-022-240 mm. Ø 240x390 h.

**Dimensions extérieures**

A1-023-290 mm. Ø 290x145 h.  
A1-024-290 mm. Ø 290x165 h.  
A1-025-290 mm. Ø 290x190 h.  
A1-026-290 mm. Ø 290x240 h.  
A1-027-290 mm. Ø 290x290 h.  
A1-028-290 mm. Ø 290x340 h.  
A1-029-290 mm. Ø 290x390 h.  
A1-030-340 mm. Ø 340x145 h.  
A1-031-340 mm. Ø 340x165 h.  
A1-032-340 mm. Ø 340x190 h.  
A1-033-340 mm. Ø 340x240 h.

**Medidas Externas**

A1-034-340 mm. Ø 340x290 h.  
A1-035-340 mm. Ø 340x340 h.  
A1-036-340 mm. Ø 340x390 h.  
A1-037-390 mm. Ø 390x140 h.  
A1-038-390 mm. Ø 390x165 h.  
A1-039-390 mm. Ø 390x190 h.  
A1-040-390 mm. Ø 390x240 h.  
A1-041-390 mm. Ø 390x290 h.  
A1-042-390 mm. Ø 390x340 h.  
A1-043-390 mm. Ø 390x390 h.

