



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



M600358
LETTINO DA VISITA A 1 SNODO
Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Schienale regolabile. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile.
Smontato.
Dim. 180 x 60 x 78 h cm

M600359
LETTINO GINECOLOGICO
Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Schienale e parte anteriore regolabili. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile.
Completo di aste reggicoscia, reggicoscia imbottiti anatomici e catino in acciaio inox diam. 32 cm.
Smontato
Dim. 180 x 60 x 78h cm

M600360
LETTINO DA VISITA A 2 SNODI
Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Schienale e poggiagambe regolabili. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile.
Smontato.
Dim. 180 x 60 x 78 h cm

Accessori a richiesta:
M600352/Q Portarotolo

Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.



M600358
EXAMINATION COUCH 2 SECTIONS
Structure in chrome plated square steel tube. Adjustable backrest. Padding and coverage made of washable plastic material.
Disassembled.
Dim. 180 x 60 x 78 h cm

M600359
GYNAECOLOGICAL COUCH
Structure made of chrome plated square steel tube. Adjustable backrest and anterior part. Padding and covering made of washable plastic.
Complete with a pair of height-adjustable padded anatomic leg-holders.
Supplied with stainless steel basin diam. 32 cm.
Disassembled.
Dim. 180 x 60 x 78h cm

M600360
EXAMINATION COUCH 3 SECTIONS
Structure in chrome plated square steel tube. Adjustable backrest and leg section. Padding and coverage made of washable plastic material.
Disassembled.
Dim. 180 x 60 x 78 h cm

Accessories on demand:
M600352/Q Paper roll holder

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.



M600358
DIVAN D'EXAMEN 2 SECTIONS
Structure en tube carré d'acier chromé. Dossier réglable. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable.
Démonté.
Dim. 180 x 60 x 78 h cm

M600359
DIVAN D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE
Structure en tube carré chromé. Dossier et partie antérieure réglables. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable.
Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés réglables.
Equipé de cuvette en acier inox diam. 32 cm.
Démonté.
Dim. 180 x 60 x 78h cm

M600360
DIVAN D'EXAMEN 3 SECTIONS
Structure en tube carré d'acier chromé. Dossier et repose-jambes réglables. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable.
Démonté.
Dim. 180 x 60 x 78 h cm

Accessoires sur demande:
M600352/Q Porte rouleau

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.



M600358
CAMA DE EXAMEN 2 SECCIONES
Estructura en tubo de acero cuadrado cromado. Respaldo ajustable. Acolchado y cobertura en material plástico lavable.
Desmontado.
Dim. 180 x 60 x 78 h cm

M600359
CAMA GINECOLÓGICA
Estructura hecha de tubo cuadrado de acero cromado. Respaldo y parte anterior ajustables. Acolchado y cobertura en material plástico lavable.
Completo de gotieras ajustables en altura anatómicas y cubeta de acero inoxidable diam. 32 cm.
Desmontado.
Dim. 180 x 60 x 78h cm

M600360
CAMA DE EXAMEN 3 SECCIONES
Estructura en tubo cuadrado de acero cromado. Respaldo y sección de piernas ajustables. Acolchado y cobertura en material plástico lavable.
Desmontado.
Dim. 180 x 60 x 78 h cm

Accesorios:
M600352/Q Puerta-rodillo

Toda las camas son alcohadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.

