



M620852



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



LETTO PARTO CON ACCESSORI

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Tre sezioni a controllo indipendente e posizione Trendelenburg. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile autoestinguente. Completo di aste reggi cosce, reggi cosce e poggia spalle imbottiti, manopole e catino in acciaio inox diam.32 cm. Smontato.

M620852 dim. 181 x 60 x 82 h cm



DELIVERY BED WITH ACCESSORIES

Frame made of chrome plated square steel tube. Three sections with independent control and Trendelenburg position. Top is upholstered with washable, self-extinguishing plastic material. Complete with padded leg-holders and shoulder rest, handgrips and stainless steel bowl diam.32 cm. Knock down.

M620852 dim. 181 x 60 x 82 h cm



LIT D'ACCOUCHEMENT AVEC ACCESSOIRES

Structure en tube carré d'acier chromé. Trois sections avec réglage indépendant et position Trendelenburg. Matelas recouvert en tissu plastifié lavable et auto éteignant. Complété avec un couple de genouillères et épaulières rembourrées, poignées de maintien et une cuvette en acier inox diam. 32 cm. Démonté.

M620852 dim. 181 x 60 x 82 h cm



CAMILLA DE PARTO CON ACCESORIOS

Estructura con perfil rectangular de acero cromado. Tres secciones de control independientes y posición Trendelenburg. Acolchado y revestimiento de material plástico lavable autoextintor. Incluye barras de apoyo muslos regulables, apoya muslos y apoya hombros acolchados, empuñaduras y bacinilla de acero inox diám.32 cm. Desmontado.

M620852 dim. 181 x 60 x 82 h cm



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo - Clase 1 IM.