



M620000/U



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



**M620000/U
LETTO PARTO CON CARRELLO
ESTRAIBILE**

Struttura in tubo d'acciaio verniciato. Diviso in due sezioni: una parte fissa ed una parte mobile con ruote diam. 100 mm con freno. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile e ignifugo.

Materasso rimovibile.

Completo di aste reggi cosce regolabili, reggicoscie anatomici, imbottiti, e catino in acciaio inox diam.32 cm. Smontato.

Dimensioni sezione fissa :

120 x 80 x 82 h cm

Dimensioni sezione mobile:

60 x 63 x 82 h cm



**M620000/U
LABOUR AND DELIVERY BED
WITH REENTERING TROLLEY**

Frame made of enamelled steel tube. Two sections: one fixed and one movable with diam. 100 castors with brake. Padding and coverage made of washable, flame retardant plastic material.

Removable mattress.

Complete with adjustable, anatomic, padded leg-holders and stainless steel bowl diam.32 cm.

Knock down.

Dimensions fixed section:

120 x 80 x 82 h cm

Dimensions mobile section:

60 x 63 x 82 h cm



**M620000/U
LIT D'ACCOUCHEMENT AVEC
CHARIOT EXTRAIBILE**

Structure en tube d'acier verni. Divisé en deux sections : une partie fixe et une partie mobile avec roues diam.100 mm avec frein. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable et ignifuge.

Matelas amovible.

Complété avec un couple de genouillères anatomiques, rembourrées et réglables et une cuvette en acier inox diam. 32 cm.

Démonté.

Dimensions section fixe:

120 x 80 x 82 h cm

Dimensions section mobile:

60 x 63 x 82 h cm



**M620000/U
CAMA PARTO CON CARRO EX-
TRAIBILE**

Estructura en tubo de acero esmaltado. Dividido en dos secciones: una fija y una móvil con ruedas diam.100 mm con freno. Acolchado y cobertura en material plástico lavable e ignifugo.

Colchon removible.

Completo de gotieras ajustables en altura anatómicas y cubeta de acero inoxidable diam. 32 cm.

Desmontado.

Medidas seccion fija:

120 x 80 x 82 h cm

Medidas seccion móvil:

60 x 63 x 82 h cm



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

Toda las camas son acolchadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.