



M600361



PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD



**M600361  
LETTO PARTO**

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Diviso in due sezioni: una parte fissa in tubo quadro ed una parte mobile in tubo tondo e tubo quadro con ruote diam. 80 mm di cui due frenanti. Schienale regolabile. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile autoestinguente. Completo di aste reggicosce, reggicosce imbottiti e catino in acciaio inox diam.32 cm Smontato.

Dimensioni sezione fissa :  
130 x 60 x 80 h cm  
Dimensioni sezione mobile:  
48 x 60 x 80 h cm

Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.



**M600361  
DELIVERY BED**

Frame made of chrome plated steel tube. Two sections: one fixed in square tube and one movable in round tube and square tube with diam. 80 castors two of which with brake. Adjustable backrest. Padding and coverage made of washable plastic self-extinguishing material. Complete with padded leg-holders and stainless steel bowl diam.32 cm. Disassembled.

Dimensions fixed section :  
130 x 60 x 80 h cm  
Dimensions mobile section:  
48 x 60 x 80 h cm

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.



**M600361  
LIT D'ACCOUCHEMENT**

Structure en tube d'acier chromé. Divisé en deux sections : une partie fixe en tube carré et une partie mobile en tube ronde et tube carré avec roues diam.80 mm -deux équipées de frein. Dossier réglable. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable auto éteignant. Complété avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés et réglables et une cuvette en acier inox diam. 32 cm. Démonté.

Dimensions section fixe :  
130 x 60 x 80 h cm  
Dimensions section mobile:  
48 x 60 x 80 h cm

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.



**M600361  
CAMILLA PARA PARTO**

Estructura con perfiles de acero cromado. Dividida en dos secciones: una parte fija con perfil rectangular y una parte móvil con perfil circular y perfil rectangular con ruedas diám. 80 mm de los cuáles, dos con freno. Respaldo regulable. Acolchado y revestimiento de material plástico lavable autoextintor. Incluye barras de apoyo muslos, apoyo muslos acolchados y bacinilla de acero inox diám.32 cm Desmontado.

Dimensiones sección fija:  
130 x 60 x 80 h cm  
Dimensiones sección móvil:  
48 x 60 x 80 h cm

Toda las camas son alcohadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.

