



M600522/P



M600532



M600535



M600540



M600600



#### PORTA CATINO

Struttura in acciaio inossidabile. Base a cinque razze con ruote diametro 50 mm. Altezza cm 80.

##### M600522

Porta catino singolo completo di catino in acciaio inossidabile diam. 32 cm. Base in acciaio inossidabile.

##### M600522/P

Porta catino singolo completo di catino. Base plastica.

##### M600532

Porta catino doppio completo di catini. Base in acciaio inossidabile.

##### M600532/P

Porta catino doppio completo di catini. Base plastica.

##### M600535

#### CATINO

Costruito in acciaio inossidabile. Stampato. Diam. 32 cm. Capacità 3 Lt.

##### M600540

**BASTARDELLA PER RIFIUTI**  
In acciaio inossidabile. Supporto con ruote diam. 30 mm, Capacità 16 Lt. Dim.: diam. 41 x 18 H cm

#### PORTA CARTELLA

Per letto di corsia. Costruito interamente in acciaio inossidabile. Completo di plexiglass di protezione.

##### M600600

dim. 34 x 23 h cm

##### M600605

dim. 43 x 32 h cm



#### BOWL STAND

Frame made of stainless steel. Five spoke base with castors diameter 50 mm. Height cm 80.

##### M600522

Single bowl-holder complete with stainless steel bowl diam. 32 cm. Stainless steel base.

##### M600522/P

Single bowl-holder complete with stainless steel bowl diam. 32 cm. Plastic base.

##### M600532

Double bowl-holder complete with stainless steel bowls diam. 32 cm. Stainless steel base.

##### M600532/P

Double bowl-holder complete with stainless steel bowls diam. 32 cm. Plastic base.

##### M600535

#### BOWL

Made of stainless steel. Pressed. Diam. 32 cm. Capacity 3 Lt.

##### M600540

#### KICK BUCKET

Made of stainless steel. Support mounted on 30 mm castors. Capacity 16 Lt.

Dim.: diam 41 x 18 H cm.

#### CHART HOLDER

For ward bed. Made of stainless steel. Complete with plexiglass protection.

##### M600600

dim. 34 x 23 h cm

##### M600605

dim. 43 x 32 h cm



#### PORTE-CUVETTE

Structure en acier inoxydable. Base à cinq branches avec roues diamètre 50 mm. Hauteur cm 80.

##### M600522

Porte-cuvette complet avec cuvette en acier inoxydable diam. 32 cm. Base en acier inoxydable.

##### M600522/P

Porte-cuvette complet avec cuvette en acier inoxydable diam. 32 cm. Base en plastique.

##### M600532

Porte-cuvette double complet avec cuvettes en acier inoxydable diam. 32 cm. Base en acier inoxydable.

##### M600532/P

Porte-cuvette double complet avec cuvettes en acier inoxydable diam. 32 cm. Base en plastique.

##### M600535

#### CUVETTE.

Construite en acier inoxydable. Matricée. Diam. 32 cm. Capacité 3 Lt.

##### M600540

#### BASSIN POUR DECHETS

Construit en acier inoxydable. Support avec roulettes diam 30 mm. Capacité 16 Lt.

Dim.: diam 41 x 18 H cm

#### PORTE-DOCUMENTS

Pour lit d'hôpital. Entièrement construit en acier inoxydable. Complet avec protection en plexiglass.

##### M600600

dim. 34 x 23 h cm

##### M600605

dim. 43 x 32 h cm



#### SOPORTE PARA CUBETA

Estructura en tubo de acero inoxidable. Base a cinco ramas con ruedas diámetro 50 mm. Altura cm 80.

##### M600522

Soporte para cubeta con cubeta en acero inoxidable diam. 32 cm. Base de acero inoxidable.

##### M600522/P

Soporte para cubeta con cubeta en acero inoxidable diam. 32 cm. Base plástica.

##### M600532

Doble soporte para cubeta con cubetas de acero inoxidable diam. 32 cm. Base de acero inoxidable.

##### M600532/P

Doble soporte para cubeta con cubetas en acero inoxidable diam. 32 cm. Base plástica.

##### M600535

#### CUBETA.

Costruida de acero inoxidable. Estampada. Diam. 32 cm. Capacidad 3 Lt.

##### M600540

#### CUBO PARA RESIDUOS

De acero inoxidable. Soporte con ruedas diam 30 mm. Capacidad 16 Lt. Dim.: diam 41 x 18 H cm

#### PORTAHISTORIAL

Para cama de hospital. Completamente hecho de acero inoxidable. Completo con protección plexiglass.

##### M600600

dim. 34 x 23 h cm

##### M600605

dim. 43 x 32 h cm