



**M600482
TAVOLO DI MAYO**

Base in acciaio inossidabile con 4 ruote diametro 60 mm. Telaio e vassoio stampato estraibile in acciaio inossidabile. Altezza regolabile da 90 a 115 cm. Dimensioni vassoio: 62 x 44 x 1,7 h cm.

**M600481
TAVOLO DI MAYO**

Base in acciaio inossidabile con 4 ruote diametro 50 mm. Telaio e vassoio stampato estraibile in acciaio inossidabile. Altezza regolabile da 90 a 115 cm. Dimensioni vassoio: 70 x 45 x 1,7 h cm



**M600482
MAYO TABLE**

Stainless steel base, 4 castors diam.60 mm. Frame and extractible, pressed tray made of stainless steel. Adjustable height from 90 to 115 cm. Tray dimensions: 62 x 44 x 1,7 h cm

**M600481
MAYO TABLE**

Stainless steel base, 4 castors diam. 50 mm. Frame and extractible, pressed tray made of stainless steel. Adjustable height from 90 to 115 cm. Tray dimensions: 70 x 45 x 1,7 h cm



**M600482
TABLE DE MAYO**

Base en acier inoxydable avec 4 roulettes diam. 60 mm. Structure et plateau matricé extractible en acier inoxydable. Hauteur réglable de 90 à 115 cm. Dimensions du plateau: 62 x 44 x 1,7 h cm

**M600481
TABLE DE MAYO**

Base en acier inoxydable avec 4 roulettes diam. 50 mm. Structure et plateau matricé extractible en acier inoxydable. Hauteur réglable de 90 à 115 cm. Dimensions du plateau: 70 x 45 x 1,7 h cm



**M600482
MESA DE MAYO**

Base de acero inoxidable con 4 ruedas diam. 60 mm. Estructura y bandeja estampada y desprendible de acero inoxidable. Altura regulable de 90 a 115 cm. Medidas de la bandeja. : 62 x 44 x 1,7 h cm

**M600481
MESA DE MAYO**

Base de acero inoxidable con 4 ruedas diam. 50 mm. Estructura y bandeja estampada y desprendible de acero inoxidable. Altura regulable de 90 a 115 cm. Medidas de la bandeja. : 70 x 45 x 1,7 h cm