

NEW

M600829/3



PARAVENTO IN ALLUMINIO

Telaio in tubo d'alluminio anodizzato. Tendine in plastica lavabile autoestinguente. Colore bianco. Larghezza di ogni pannello 50 cm. Montato su ruote Ø50mm.

M600829/2 Due ante senza ruote.
Dim. 100 x 162 h cm (APPROX)

M600829/2R Due ante con ruote.
Dim. 100 x 169 h cm (APPROX)

M600829/3 Tre ante senza ruote.
Dim. 150 x 162 h cm (APPROX)

M600829/3R Tre ante con ruote.
Dim. 150 x 169 h cm (APPROX)

M600829/4 Quattro ante senza ruote.
Dim. 200 x 162 h cm (APPROX)

M600829/4R Quattro ante con ruote.
Dim. 200 x 169 h cm (APPROX)



ALUMINIUM WARD SCREEN

Anodized aluminium frame. Washable, self-extinguishing plastic curtains. White color. Width of each section 50cm. Mounted on 50mm castors.

M600829/2 Two sections without castors. Dim. 100 x 162 h cm (APPROX)

M600829/2R Two sections with castors. Dim. 100 x 169 h cm (APPROX)

M600829/3 Three sections without castors. Dim. 150 x 162 h cm (APPROX)

M600829/3R Three sections with castors. Dim. 150 x 169 h cm (APPROX)

M600829/4 Four sections without castors. Dim. 200 x 162 h cm (APPROX)

M600829/4R Four sections with castors. Dim. 200 x 169 h cm (APPROX)



PARAVENT EN ALUMINIUM

Structure en tube d'aluminium anodisé. Rideaux en plastique lavable, auto éteignant. Couleur blanche. Largeur de chaque section 50cm. Monté sur roulettes diam. 50mm. Démonté

M600829/2 Deux sections sans roulettes. Dim. 100 x 162 h cm (APPROX)

M600829/2R Deux sections avec roulettes. Dim. 100 x 169 h cm (APPROX)

M600829/3 Trois sections sans roulettes. Dim. 150 x 162 h cm (APPROX)

M600829/3R Trois sections avec roulettes. Dim. 150 x 169 h cm (APPROX)

M600829/4 Quatre sections sans roulettes. Dim. 200 x 162 h cm (APPROX)

M600829/4R Quatre sections avec roulettes. Dim. 200 x 169 h cm (APPROX)



BIOMBO DE ALUMINIO

Estructura de tubo de aluminio anodizado. Cortinas plásticas lavables, hidrofugas e ignifugas. Color blanco. Anchura de cada sección 50cm. Montado sobre ruedas de diam 50mm. Desmontable

M600829/2 Dos secciones sin ruedas. Dim. 100 x 162 h cm (APPROX)

M600829/2R Dos secciones con ruedas. Dim. 100 x 169 h cm (APPROX)

M600829/3 Tres secciones sin ruedas. Dim. 150 x 162 h cm (APPROX)

M600829/3R Tres secciones con ruedas. Dim. 150 x 169 h cm (APPROX)

M600829/4 Cuatro secciones sin ruedas. Dim. 200 x 162 h cm (APPROX)

M600829/4R Cuatro secciones con ruedas. Dim. 200 x 169 h cm (APPROX)