



M600825



M600826



#### PARAVENTO CROMATO

Telaio in tubo d'acciaio cromato. Tendine in plastica lavabile autoestinguente. Colore bianco. Larghezza di ogni pannello 50 cm.. Montato su ruote diam. 50 mm.

##### M600825

###### Tre ante

Dim: 144 x 170 h cm approx (completamente aperto)

##### M600825/M

###### Due ante

Dim: 97 x 170 h cm approx (completamente aperto)

##### M600825/00

###### Tre ante senza ruote

Dim: 144 x 170 h cm approx (completamente aperto)

##### M600826

###### Quattro ante

Dim: 191 x 170 h cm approx (completamente aperto)



#### CHROME PLATED WARD SCREEN

Chrome plated steel tubular frame. Washable, self-extinguishing plastic curtains. White color. Width of each section 50 cm. Mounted on 50 mm castors.

##### M600825

###### Three sections

Dim: 144 x 170 h cm approx (when completely opened)

##### M600825/M

###### Two sections

Dim: 97 x 170 h cm approx (when completely opened)

##### M600825/00

###### Three sections without castors

Dim: 144 x 170 h cm approx (when completely opened)

##### M600826

###### Four sections

Dim: 191 x 170 h cm approx (when completely opened)



#### PARAVENT EN ACIER CHROMÉ

Structure en tube d'acier chromé. Rideaux en plastique lavable, auto éteignant. Couleur blanche. Largeur de chaque section 50 cm. Monté sur roulettes diam. 50 mm.

##### M600825

###### Three sections

Dim: 144 x 170 h cm approx (complètement ouvert)

##### M600825/M

###### Deux volets

Dim: 97 x 170 h cm approx (complètement ouvert)

##### M600825/00

###### Trois volets sans roulettes

Dim: 144 x 170 h cm approx (complètement ouvert).

##### M600826

###### Quatre volets

Dim: 191 x 170 h cm approx (complètement ouvert)



#### BIOMBO DE ACERO CROMADO

Estructura en tubo de acero cromado. Cortinas plásticas lavables, hidrófugas e ignífugas. Color blanco. Anchura de cada sección 50 cm. Montado sobre ruedas diam. 50 mm.

##### M600825

###### Tres secciones

Dim.:144 x170 h cm aprox (abierto)

##### M600825/M

###### Dos secciones.

Dim.:97 x170 h cm aprox (abierto)

##### M600825/00

###### Tres secciones sin ruedas.

Dim.:144 x170 h cm aprox (abierto)

##### M600826

###### Cuatro secciones.

Dim.:191 x170 h cm aprox (abierto)