



#### SGABELLO GIREVOLE

Altezza regolabile. Base a 5 razze con ruote diam 50 mm. Smontato.

##### M600387

Sedile in acciaio inossidabile Ø 32 cm. Base in acciaio inossidabile senza ruote.

##### M600387/P

Sedile in acciaio inossidabile Ø 32 cm. Base plastica senza ruote.

##### M600388

Sedile in acciaio inossidabile Ø 32 cm. Base in acciaio inossidabile con ruote.

##### M600388/P

Sedile in acciaio inossidabile Ø 32 cm. Base plastica con ruote.

##### M600389

Sedile imbottito Ø 32 cm. Base in acciaio inossidabile con ruote.

##### M600389/P

Sedile imbottito Ø 32 cm. Base plastica con ruote.

##### M600390

Sedile imbottito Ø 32 cm. Base in acciaio inossidabile senza ruote.

##### M600390/P

Sedile imbottito Ø 32 cm. Base plastica senza ruote.

##### M600389/G

Sedile imbottito Ø 32 cm. Base in acciaio inossidabile con ruote. Sollevamento a gas.

##### M600389/G/P

Sedile imbottito Ø 32 cm. Base plastica con ruote. Sollevamento a gas.

##### M600385/CP

Base in acciaio inossidabile senza ruote.

##### M600385/CR

Base in acciaio inossidabile con ruote.

#### Accessorio a richiesta:

XCO.SGA.007 Poggiapiedi verniciato nero

Tutti gli sgabelli con seduta imbottita sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.



#### REVOLVING STOOL

Adjustable height. Base five spokes with castors diam 50 mm. Disassembled.

##### M600387

Stainless steel seat Ø 32 cm. Stainless steel base without castors.

##### M600387/P

Stainless steel seat Ø 32 cm. Plastic base without castors.

##### M600388

Stainless steel seat Ø 32 cm. Stainless steel base with castors.

##### M600388/P

Stainless steel seat Ø 32 cm. Plastic base with castors.

##### M600389

Padded seat Ø 32 cm. Stainless steel base with castors.

##### M600389/P

Padded seat Ø 32 cm. Plastic base with castors.

##### M600390

Padded seat Ø 32 cm. Stainless steel base without castors.

##### M600390/P

Padded seat Ø 32 cm. Plastic base without castors.

##### M600389/G

Padded seat Ø 32 cm. Stainless steel base with castors. Gas lift.

##### M600389/G/P

Padded seat Ø 32 cm. Plastic base with castors. Gas lift.

##### M600385/CP

Stainless steel base without castors.

##### M600385/CR

Stainless steel base with castors.

#### Accessory on demand:

XCO.SGA.007 Black, enamelled, footrest ring

All the stools having padded seat are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.



#### TABOURET TOURNANT

Hauteur réglable. Base à 5 branches avec roues diam 50 mm. Démonté.

##### M600387

Siège en acier inoxydable Ø 32 cm. Base en acier inoxydable sans roues.

##### M600387/P

Siège en acier inoxydable Ø 32 cm. Base en plastique sans roues.

##### M600388

Siège en acier inoxydable Ø 32 cm. Base en acier inoxydable avec roues.

##### M600388/P

Siège en acier inoxydable Ø 32 cm. Base en plastique avec roues.

##### M600389

Siège rembourré Ø 32 cm. Base en acier inoxydable avec roues.

##### M600389/P

Siège rembourré Ø 32 cm. Base plastique avec roues.

##### M600390

Siège rembourré Ø 32 cm. Base en acier inoxydable sans roues.

##### M600390/P

Siège rembourré Ø 32 cm. Base plastique sans roues.

##### M600389/G

Siège rembourré Ø 32 cm. Base en acier inoxydable avec roues. A gas.

##### M600389/G/P

Siège rembourré Ø 32 cm. Base plastique avec roues. A gas.

##### M600385/CP

Base en acier inoxydable sans roues.

##### M600385/CR

Base en acier inoxydable avec roues.

#### Accessoire sur demande:

XCO.SGA.007 Anneau repose pieds verni noir

Tous les tabourets ayant le siège rembourré sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Classe 1 IM.



#### TABURETE GIRATORIO

Altura regulable. Base a 5 ramas con ruedas diam 50 mm. Desmontado.

##### M600387

Asiento de acero inoxidable Ø 32 cm. Base de acero inoxidable sin ruedas.

##### M600387/P

Asiento de acero inoxidable Ø 32 cm. Base plástica sin ruedas.

##### M600388

Asiento de acero inoxidable Ø 32 cm. Base de acero inoxidable con ruedas.

##### M600388/P

Asiento de acero inoxidable Ø 32 cm. Base plástica con ruedas.

##### M600389

Asiento acolchado Ø 32 cm. Base acero inoxidable con ruedas.

##### M600389/P

Asiento acolchado Ø 32 cm. Base plástica con ruedas.

##### M600390

Asiento acolchado Ø 32 cm. Base acero inoxidable sin ruedas.

##### M600390/P

Asiento acolchado Ø 32 cm. Base plástica sin ruedas.

##### M600389/G

Asiento acolchado Ø 32 cm. Base acero inoxidable con ruedas. A gas.

##### M600389/G/P

Asiento acolchado Ø 32 cm. Base plástica con ruedas. A gas.

##### M600385/CP

Base de acero inoxidable sin ruedas.

##### M600385/CR

Base acero inoxidable con ruedas.

#### Accessorio - si solicitado:

XCO.SGA.007 Anillo reposapiés pintado negro

Todo los taburetes con asiento acolchado son acolchados y forrados con material ignifugo - Classe 1 IM.