




M630033



M630032



M630033

TAVOLO PRANZO E LEGGIO

Struttura in tubo d'acciaio cromato.
Vassoio in plastica stampata
– colore bianco.
Dimensioni del piano: 58x39x5h cm
circa.
Altezza regolabile da 75 a 114 cm.
Montato su 4 ruote diam. 50 mm.

M630032

VASSOIO SERVIPRANZO



M630033

OVERBED TABLE AND LECTERN

Frame made of chrome plated steel tube.
Plastic moulded tray – white colour.
Tray dimensions: 58x39x5h cm approx.
Adjustable height from 75 to 114 cm.
Mounted on 4 castors diam. 50 mm.

M630032

TRAY FOR BED



M630033

TABLE DE LIT ET LUTRIN

Structure en tube d'acier chromé.
Plateau en plastique moulée
– couleur blanche.
Dimensions du plateau : 58x39x5h cm
environ.
Hauteur réglable de 75 à 114 cm.
Monté sur 4 roulettes diam. 50 mm.

M630032

PLATEAU DE LIT



M630033

MESA PARA CAMA Y ATRIL

Estructura en tubo de acero cromado.
Bandeja de plástico moldeado
– color blanco.
Dimensiones de la bandeja: 58x39x5h
cm aprox.
Alteza regulable de 75 a 114 cm.
Montado sobre 4 ruedas diam. 50 mm.

M630032

BANDEJA PARA CAMA