



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



M620017



BARELLA FISSA CON ALZATESSA ED ACCESSORI

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polveri epossidiche. Colore grigio.

Dotata di 2 maniglie di spinta. Piano rete in tondino d'acciaio diviso in 2 sezioni.

Schienale regolabile a cremagliera. Dischi paracolpi ai 4 angoli. Ruote diam. 200 mm., di cui due con freno.

Portata: 130 Kg
Dimensioni d'ingombro:
199 x 72 x 80 h cm.
Smontata.

Fornita completa di:

- Sponde laterali abbattibili in acciaio verniciato epossidico.
- Asta porta flebo in tubo d'acciaio inox con morsetto e 2 ganci in plastica.
- Vassoio portaoggetti in acciaio verniciato epossidico.
- Vassoio porta bombola in acciaio verniciato epossidico.

ACCESSORIO (su richiesta)

T6002 MATERASSO

Copertura in similpelle lavabile. Imbottitura e rivestimento ignifughi Classe 1 IM.

Dimensione materasso:
182 x 60 x 4 h cm



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.



PATIENT TROLLEY FIXED TOP WITH ADJUSTABLE HEADREST AND ACCESSORIES

Structure made of epoxy painted steel tube. Grey color.

Equipped with 2 pushing handles. Mesh platform made of steel rod divided into 2 sections.

Backrest adjustable by rack system. Bumper disks at the 4 corners. Castors diam. 200 mm, two of which with brake.

Carrying capacity: 130 Kg
Overall dimensions:
199 x 72 x 80 h cm.
Disassembled.

Supplied with:

- Collapsible side rails made of epoxy painted steel.
- Stainless steel IV pole with clamp and double plastic hook.
- Blanket tray made of epoxy painted steel.
- Oxygen bottle holder made of epoxy painted steel.

ACCESSORY (su richiesta)

T6002 MATTRESS

Covering made of washable leatherette.

Fireproof padding and covering class 1 IM.
Mattress size: 182 x 60 X 4 h cm

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.



CHARIOT BRANCARD FIXE AVEC TETIERE REGLABLE ET ACCESSOIRES

Structure en tube d'acier verni époxy. Couleur grise.

Equipée avec 2 poignées de poussée. Sommier en tiges d'acier divisé en 2 sections.

Dossier réglable à crémaillère. Pare-chocs à disque aux 4 coins. Roues diam. 200 mm, dont deux avec frein.

Portée: 130 Kg
Dimensions d'encombrement:
199 x 72 x 80 h cm.
Démonté.

Fourni avec:

- Barrières de sécurité latérales rabattables en acier verni époxy.
- Tige porte sérum en acier inoxydable avec étau et 2 crochets en plastique.
- Plateau de rangement en acier verni époxy.
- Porte bouteille oxygène en acier verni époxy

ACCESSOIRE (sur demande)

T6002 MATELAS

Couverture en similicuir, lavable. Rembourrage et couverture ignifuges classe 1 IM.

Dimensions du matelas :
182 x 60 x 4 h cm

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.



CAMILLA FIJA CON ELEVACIÓN CABEZA Y ACCESORIOS

Estructura en tubo de acero pintado epoxi. Color gris.

Dotada de 2 manijas de empuje. Armazón de red de hierro redondo de acero, dividido en dos secciones.

Respaldo regulable con cremallera. Discos paragolpes en las cuatro esquinas.

Ruedas diám.200 mm, de los cuales dos con freno.
Capacidad: 130 Kg
Dimensiones totales:
199 x 72 x 80 h cm.
Desmontada.

Dotada de:

- Barandillas de contención abatibles de tubo de acero pintado epoxi.
- Puerta suero, tubo de acero inoxidable con abrazadera y 2 ganchos de plástico.
- Bandeja portaobjetos de acero pintado epoxi.
- Porta bombona de oxígeno de acero pintado epoxi.

ACCESSORIO (si solicitado)

T6002 COLCHÓN

Cobertura de cuero sintético lavable. Relleno y revestimiento ignífugos Clase 1 IM.

Medidas del colchón:
182 x 60 x 4 h cm

Toda las camas son alcochadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.