



M600877/I



M600877/L



**CARRELLO PER MEDICAZIONE CON 3 VASSOI ESTRAIBILI**  
Struttura carrello in acciaio inossidabile. Montato su ruote da 80 mm.

**M600877/I** Dim. 49 x 30 x 78 h cm  
Tre vassoi estraibili in acciaio inossidabile

**M600877/L** Dim. 49 x 30 x 78 h cm  
Tre vassoi estraibili in truciolare bilaminato bianco.



**DRESSING TROLLEY WITH 3 REMOVABLE TRAYS**  
Frame made of stainless steel. Mounted on 80 mm castors.

**M600877/I** Dim. 49 x 30 x 78 h cm  
Three removable, stainless steel trays

**M600877/L** Dim. 49 x 30 x 78 h cm  
Three removable, white trays made of chipboard plastic laminated.



**CHARIOTS A SOIN AVEC 3 PLATEAUX AMOVIBLES**  
Construit en acier inoxydable. Monté sur roues de 80 mm.

**M600877/I** Dim. 49 x 30 x 78 h cm  
Trois plateaux amovibles en acier inoxydable

**M600877/L** Dim. 49 x 30 x 78 h cm  
Trois plateaux amovibles en laminé plastique blanc.



**CARRO PARA MEDICACIONES CON 3 BANDEJAS EXTRAÍBLES**  
Estructura de acero inoxidable. Montado sobre ruedas de 80 mm.

**M600877/I** Dim. 49 x 30 x 78 h cm  
Tres bandejas extraíbles acero inoxidable.

**M600877/L** Dim. 49 x 30 x 78 h cm  
Tres bandejas extraíbles en laminado plástico blanco.