



M620030



M620030 CULLA NEONATO

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polveri epossidiche.

Montata su 4 ruote piroettanti diam. 80mm, di cui 2 con freno.

Fornita con materassino imbottito, ignifugo, lavabile e rimovibile.

Copertura materasso rimovibile tramite cerniera laterale.

Bassinet in Plexiglas.

Telaio: 74,5 x 46,5 x 88 h cm

Bassinet: 79 x 42 x 28 h cm

Optional: vassoio portaoggetti (prezzo a richiesta)



M620030 BABY COT

Trolley made of epoxy painted steel tube.

Mounted on 4 swivel castors diam. 80 mm, 2 of which with brake.

Supplied with removable, padded, fireproof and washable mattress.

Mattress cover removable via side zipper.

Bassinet is made of Plexiglas.

Frame: 74,5 x 46,5 x 88 h cm

Bassinet: 79 x 42 x 28 h cm

Additional: storage tray (price on demand)



M620030 BERCEAU POUR NOUVEAU-NE

Structure en tube d'acier verni époxy.

Montée sur 4 roues pivotantes diam. 80mm, dont 2 avec frein.

Fournie avec matelas rembourré, ignifuge, lavable et amovible.

Couverture matelas qui peut être enlevée avec fermeture à glissière latérale.

Bassinet en Plexiglas.

Châssis: 74,5 x 46,5 x 88 h cm

Bassinet: 79 x 42 x 28 h cm

En option: plateau porte-objets (prix sur demande)



M620030 CUNA

Estructura en tubo de acero pintado epoxi.

Montado sobre 4 ruedas de diámetro 80mm, 2 con freno.

Colchon ignifugo, lavable y removible.

Funda de colchón extraíble con cremallera lateral.

Moisés de plexiglás.

Estructura: 74,5 x 46,5 x 88 cm h

Moisés: 79 x 42 x 28 cm h

Accesorio: Bandeja de almacenamiento (si solicitado)



Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.

Toda las camas son alcochadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.