



M600358BL

M600389P/BL



**PORTATA  
CARRYING CAPACITY  
PORTEE'  
CAPACIDAD**



#### LETTINO DA VISITA A 1 SNODO

Struttura in tubo d'acciaio verniciato grigio 25x25 mm.  
Schienale regolabile a cremagliera.  
Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile, ignifugo.  
Piedini in gomma.  
Fornito di portarotolo, posizionabile sia nella parte anteriore che nella parte posteriore del lettino.  
Smontato.

**M600358BL** rivestimento colore azzurro  
**M600358/CV** rivestimento colore nero

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

#### SGABELLO GIREVOLE

Altezza regolabile. Base in plastica a 5 razze con ruote diam 50 mm. Seduta imbottita diametro 32 cm. Smontato.  
**M600389P** rivestimento colore nero  
**M600389P/BL** rivestimento colore azzurro

Per ulteriori varianti colore vedere pagina 86.

Tutti i letti e gli sgabelli con seduta imbottita sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.



#### EXAMINATION COUCH 2 SECTIONS

Structure made of grey enamelled steel square tube 25x25 mm.  
Backrest adjustable by rack.  
Padding and covering made of washable, flame retardant, plastic material.  
Rubber feet.  
Supplied with a paper roll holder, which can be placed either in the front or in the back part of the examination couch. Disassembled.

**M600358BL** light blue upholstery  
**M600358/CV** black upholstery

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

#### REVOLVING STOOL

Adjustable height. Heavy duty plastic base, five spokes with castors diam 50 mm. Padded seat diam. 32 cm. Disassembled.

**M600389P** black upholstery  
**M600389P/BL** light blue upholstery

For more color variants – see page 86.

All beds and the stools having padded seat are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.



#### DIVAN D'EXAMEN 2 SECTIONS

Structure en tube carré d'acier verni gris 25x25 mm.  
Dossier réglable à crémaillère.  
Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable et ignifuge.  
Pieds en caoutchouc.  
Fourni avec un porte rouleau, qui peut être positionné soit dans la partie antérieure, soit dans la partie postérieure du divan.  
Démonté.

**M600358BL** revêtement couleur bleu ciel  
**M600358/CV** revêtement couleur noir

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

#### TABOURET TOURNANT

Hauteur réglable. Base en plastique à 5 branches avec roues diam 50 mm. Siège diamètre rembourré diam. 32 cm. Démonté.

**M600389P** revêtement couleur noir  
**M600389P/BL** revêtement couleur bleu ciel

Pour plus de variantes de couleur – voir page 86.

Tous les lits et les tabourets ayant le siège rembourré sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.



#### CAMA DE EXAMEN 2 SECCIONES

Estructura en tubo cuadrado de acero esmaltado gris 25x25 mm.  
Respaldo ajustable con cremallera.  
Acolchado y cobertura en material plástico lavable y ignifugo.  
Pies en goma.  
Suministrado con un porta-rollo, que se puede colocar tanto en el frente y la trasera de la cama.  
Desmontado.

**M600358BL** color azul  
**M600358/CV** color negro

Dim. 177 x 60 x 75 h cm

#### TABURETE GIRATORIO

Altura regulable. Base plástica a 5 ramas con ruedas diam 50 mm. Asiento acolchado diam. 32 cm. Desmontado.

**M600389P** color negro  
**M600389P/BL** color azul

Para más variantes color – consulte la página 86.

Toda las camas los taburetes con asiento acolchado son alcohadas y forradas con material ignifugo - Clase 1 IM.

