



PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD



M600320



M600333



LETTINO DA VISITA A 2 SNODI
Struttura in tubo tondo d'acciaio cromato. Schienale e poggiamambe regolabili. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile.
Smontato.

M600320 dim. 180x60x78 h cm.

LETTINO GINECOLOGICO

Struttura in tubo tondo d'acciaio cromato. Schienale e parte anteriore regolabili. Imbottitura e copertura in materiale plastico lavabile.
Completo di aste reggicoscce, reggicoscce imbottiti e catino in acciaio inox diam. 32 cm.
Smontato

M600333 dim. 180x60x78 h cm.

Accessori a richiesta:

M600352/Q Portarotolo
M600353 Confezione da 6 rotoli carta

Tutti i letti sono provvisti di imbottitura e rivestimento ignifughi - Classe 1 IM.



EXAMINATION COUCH 3 SECTIONS
Frame made of chrome plated steel round tube. Adjustable backrest and leg section. Padding and coverage made of washable plastic material.
Disassembled.

M600320 dim. 180x60x78 h cm.

GYNÆCOLOGICAL COUCH

Structure made of chrome-plated steel round tube. Adjustable backrest and anterior part. Padding and covering made of washable plastic material.
Complete with a pair of height-adjustable padded anatomic leg-holders. Supplied with stainless steel bowl diam. 32 cm.
Disassembled.

M600333 dim. 180x60x78 h cm.

Accessories on demand:

M600352/Q Paper roll holder
M600353 Paper rolls (box 6 pcs)

All beds and couches are provided with fireproof padding and covering - Class 1 IM.



DIVAN D'EXAMEN 3 SECTIONS
Structure en tube rond d'acier chromé. Dossier et repose-jambes réglables. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable.
Démonté.

M600320 dim. 180x60x78 h cm.

DIVAN D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE

Structure en tube rond d'acier chromé. Dossier et partie antérieure réglables. Rembourrage et couverture en matériel plastique lavable.
Complet de couple de genouillères anatomiques rembourrés réglable. Equipé de cuvette en acier inox diam. 32 cm.
Démonté.

M600333 dim. 180x60x78 h cm.

Accessoires sur demande:

M600352/Q Porte rouleau
M600353 Rouleaux papier (6 pcs)

Tous les lits et les tables d'examen sont équipés avec rembourrage et revêtement ignifuges - Class 1 IM.



CAMA DE EXAMEN 3 SECCIONES
Estructura en tubo redondo d'acero cromado. Respaldo y sección de piernas ajustables. Acolchado y cobertura en material plástico lavable.
Desmontado.

M600320 dim. 180x60x78 h cm.

CAMA GINECOLÓGICA

Estructura hecha de tubo redondo de acero cromado. Respaldo y parte anterior ajustables. Acolchado y cobertura en material plástico lavable.
Completo de gotieras ajustables en altura anatómicas y cubeta de acero inoxidable diam. 32 cm.
Desmontado.

M600333 dim. 180x60x78 h cm.

Accesorios:

M600352/Q Puerta-rodillo
M600353 Rodillos papel (6 piezas)

Toda las camas son alcochadas y forradas con material ignifugo - Classe 1 IM.