



**PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD**



**T2050
LETTINO GINECOLOGICO A 2
SNODI ELETTRICO**

Struttura in acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale e parte anteriore regolabili.
Imbottitura in schiuma poliuretanicca ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.
Ingombro materasso: 181 x 60 cm.
Altezza variabile elettricamente da 52 (min) a 101 (max) cm.
Attuatore da 24 V.
Voltaggio 230V – 50/60 Hz.
Apparato elettrico e telecomando a tenuta stagna.
Piedini regolabili.
Completo di aste reggiscoscia in acciaio zincato, reggiscoscia imbottiti anatomici, portarotolo e bacinella in acciaio inox.
Fornito con 4 ruote diam.60 cm, da utilizzare solo per spostamento/ posizionamento iniziale del lettino (non sono ruote portanti).



**T2050
GYNECOLOGICAL COUCH
– 3 SECTIONS**

Structure made of epoxy painted steel.
Adjustable backrest and anterior part.
Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM, covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) – fireproof class 1 IM.
Mattress overall dimensions: 181 x 60 cm.
Electrically adjustable height from 52 (min) to 101 (max) cm.
Actuator: 24 V.
Voltage 230V-50/60 Hz.
Electrical system and remote control are waterproof.
Adjustable feet.
Complete with a pair of height-adjustable, padded, anatomic leg-holders, a paper roll holder and a stainless steel basin.
Supplied with 4 castors diam.60 cm to be used for the initial moving/ positioning of the examination couch (these castors are not load-bearing).



**T2050
DIVAN D'EXAMEN
GYNÉCOLOGIQUE A 3 SECTIONS**

Structure en acier verni époxy.
Dossier et partie antérieure réglables.
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skaï) – ignifuge classe 1 IM.
Encombrement du matelas : 181 x 60 cm.
Hauteur réglable électriquement de 52 (min) à 101 (max) cm.
Actuateur: 24 V.
Voltage: 230V-50/60 Hz.
Le système électrique et le télécommande sont imperméables.
Pieds réglables.
Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés et réglables, un porte rouleau et un bassin en acier inox.
Fourni avec 4 roues diam.60 cm, à employer seulement pour le déplacement/positionnement initial du divan d'examen (ces roues ne sont pas de roues portantes).



**T2050
CAMA GINECOLÓGICA A
3 SECCIONES**

Estructura hecha de acero pintado epoxi.
Respaldo y parte anterior ajustables.
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo clase 1 IM cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo clase 1 IM.
Medidas externas del colchón: 181 x 60 cm.
Altura variable eléctricamente de 52 cm (mín) a 101 cm (máx).
Actuador: 24 V
Voltaje: 230V – 50/60 Hz.
Equipo eléctrico y telemando completamente estancos.
Pies ajustables.
Completo de gotieras ajustables en altura anatómicas, un porta-rollo y cuenca de acero inoxidable.
Suministrado con 4 ruedas de 60 cm de diámetro, que se deben utilizar solo para mover / colocar la cama (estas no son ruedas portadoras).

