



PARAVENTO

Telaio in tubo d'acciaio cromato. Tendine in plastica lavabile autoestinguente. Colore bianco. Larghezza di ogni pannello 50 cm.. Montato su ruote diam. 50 mm.

M600825

Tre ante

Dim: 144 x 170 h cm approx
(completamente aperto)

M600825/M

Due ante

Dim: 97 x 170 h cm approx
(completamente aperto)

M600825/00

Tre ante senza ruote

Dim: 144 x 170 h cm approx
(completamente aperto)

M600826

Quattro ante

Dim: 191 x 170 h cm approx
(completamente aperto)



WARD SCREEN

Chrome plated steel tubular frame. Washable, self-extinguishing plastic curtains. White color. Width of each section 50 cm. Mounted on 50 mm castors.

M600825

Three sections

Dim: 144 x 170 h cm approx
(when completely opened)

M600825/M

Two sections

Dim: 97 x 170 h cm approx
(when completely opened)

M600825/00

Three sections without castors

Dim: 144 x 170 h cm approx
(when completely opened)

M600826

Four sections

Dim: 191 x 170 h cm approx
(when completely opened)



PARAVENT

Structure en tube d'acier chromé. Rideaux en plastique lavable, auto éteignant. Couleur blanche. Largeur de chaque section 50 cm. Monté sur roulettes diam. 50 mm.

M600825

Three sections

Dim: 144 x 170 h cm approx
(complètement ouvert)

M600825/M

Deux volets

Dim: 97 x 170 h cm approx
(complètement ouvert)

M600825/00

Trois volets sans roulettes

Dim: 144 x 170 h cm approx
(complètement ouvert).

M600826

Quatre volets

Dim: 191 x 170 h cm approx
(complètement ouvert)



BIOMBO

Estructura en tubo de acero cromado. Cortinas plásticas lavables, hidrófugas e ignífugas. Color blanco. Anchura de cada seccion 50 cm. Montado sobre ruedas diam. 50 mm.

M600825

Tres secciones

Dim.:144 x170 h cm aprox
(abierto)

M600825/M

Dos secciones.

Dim.:97 x170 h cm aprox
(abierto)

M600825/00

Tres secciones sin ruedas.

Dim.:144 x170 h cm aprox
(abierto)

M600826

Cuatro secciones.

Dim.:191 x170 h cm aprox
(abierto)